




COSMÉCEUTIQUE · SOINS
PROFESSIONNELS

JeuDerm

COSMÉCEUTIQUE

CATALOGUE PROFESSIONNEL · 2026



DISTRIBUTEUR OFFICIEL EXCLUSIF JEUDERM — ROYAUME DU MAROC
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS



JeuDerm
— BY MESOCEUTICAL —



CATALOGUE
PRODUITS

L'EXCELLENCE CORÉENNE

La Marque JeuDerm

JeuDerm — Jeune Peau, science coréenne. Fondée en Corée du Sud, JeuDerm est une marque de soins médicaux avancés de la peau, développée par une équipe de scientifiques spécialisés en biochimie, cosmétologie et dermatologie.

Opérant depuis ses propres laboratoires de recherche, la marque maîtrise l'intégralité du processus de création, de la conception scientifique à la formulation finale, avec des standards de qualité pharmaceutique certifiés GMP, ISO et KFDA.

La cosméceutique JeuDerm réunit thérapie peptidique, exosomes, biorevitalisation et soins professionnels de cabine, à forte concentration en actifs cliniquement étudiés — peptides brevetés, exosomes, probiotiques, extraits botaniques.

GMP

ISO

KFDA

L'excellence coréenne au service de la médecine esthétique.

Votre distributeur officiel au Maroc

JeuDerm est distribué en exclusivité sur le Royaume du Maroc par **Skin by K SARL**, société marocaine dédiée à l'esthétique professionnelle. Adossée à **SBK Aesthetic Academy**, notre structure accompagne les professionnels au-delà de la fourniture des produits : formation aux protocoles, conseil personnalisé, garantie et service après-vente assurés localement. Chaque compte professionnel est validé individuellement, pour garantir un réseau de praticiens qualifiés et un usage conforme des produits. En choisissant le circuit officiel, vous bénéficiez de produits authentiques, tracés et couverts, ainsi que d'un interlocuteur unique à vos côtés.



Sommaire

REJUSOME EXO BOOST · EXOSOMES

Rejusome Exo Boost Serum	01
Rejusome Exo Boost Mist	02
Rejusome Exo Boost Cream	03
Rejusome Exo Boost Mask	04
Rejusome Exo Boost Eye Cream	05
Rejusome Exo Lip Balm	06

ACNOCELL · ANTI-ACNÉ

Acnocyte Mild Cleanser	07
Acnocyte Treatment Toner	08
Acnocyte Treatment Gel	09
Acnocyte Treatment Emulsion	10
Acnocyte Clay Mask	11

BASE PROFESSIONAL · CABINE & APPAREILS

Delicate Cleansing Milk	12
Sebo Xtractor	13
O2 Therapy Active Gel	14
Intensive Hyal Hydratant	15
Repair Mask Post-Procedure	16
Hydro Calming Physio Gel	17
RF Lifting Physio Cream	18
Lipo Control Physio Gel	19
Drainage Physio Gel	20
Sliding Massage Balsam	21
Carboxy Therapy Mask	22
Fascia Massage Gel	23

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age Mild Cleanser	24
Reform Age Collagen Tonic	25
Reform Age O2 Boto Fluid	26
Reform Age DNA Cream	27
Reform Age Intensive Eye Cream	28
Reform Age Intensive Cream	29
Reform Age Ghost Mask	30
Reform Age Micro Touch Mask	31

LIFT INTENSE · LIFTING & FERMETÉ

Lift Intense Viso Contour Syn-Ake	32
Lift Intense Modeling Mask	33
Lift Intense FD-Fiber	34
Lift Intense Fiber Activator	35
Lift Intense Cream Forte	36

MYATO · PEAUX SENSIBLES & ATOPIQUES

Myato Clean Gel	37
Myato Toner Mousse	38
Myato Moist Emulsion	39
Myato Intensive Cream	40

Sommaire

DEMELA · DÉPIGMENTATION

Demela Molecular Oil	41
Demela Mask Black for White	42
Demela Molecular Cream	43

MEGAPOLIS · ANTI-POLLUTION

Megapolis Universal Clean	44
Megapolis Thin iCream	45

VITA FORCE · BAKUCHIOL

Vita Force Bakuchiol Cream	46
----------------------------	----

ALA FACTOR · ÉNERGIE CELLULAIRE & PDT

ALA Factor Energo Toner	47
ALA Factor	48
ALA Factor Energo Mist	49
ALA Factor Energo Cream	50
ALA Factor Energo Emulsion	51
Photo Factor 100% Hydrogel Mask	52

CONCENTRÉS · SÉRUMS CIBLÉS

Reju-Wrinkle Concentrate	53
Red-Calming Concentrate	54
Mela-Bright Concentrate	55
Hair Growth Concentrate	56

ADAPTIVE SKIN · MICROBIOME & BARRIÈRE

Adaptive Skin Detox Mask	57
Adaptive Skin Probio Toner	58
Adaptive Skin Probio Emulsion	59
Adaptive Skin Probio Cream	60

HAIR GENESIS · CAPILLAIRE

Hair Genesis Black Garlic Shampoo	61
Hair Genesis Growth Stimulator	62
Hair Genesis Oil Essence	63
Hair Genesis Peptide Shampoo	64
Hair Genesis Peptide Treatment	65
Hair Genesis Pre-Treatment Special Cleanser	66

PEELINGS · CABINE & MAISON

Demela Molecular Peel	67
Nova Complex	68
Matrix Peel	69
AcnoCell Multi Acid Pad	70
Zymo Complex	71
LuxPeel Plus	72

PPS · POST-PROCÉDURE & PROTECTION

PPS Repair Gel	73
PPS Repair Cream	74
BB Perfector SPF 40+	75
PPS Sun Protector SPF 50+	76

REJUSOME EXO BOOST · EXOSOMES

Rejusome Exo Boost Serum

SÉRUM · 30 ML · EXOSOMES PURS 10 000 PPM · PEPTIDES 1000 PPM



Sérum innovant aux exosomes hautement concentrés (10 000 ppm), peptides et enzymes, à texture légère et fondante. Il lisse, raffermi et hydrate en profondeur grâce à la technologie NANO-EXO-Biostable, avec une action immunomodulante, anti-inflammatoire et antioxydante.

Il restaure activement le microbiome cutané, en prolongement du soin cabine à domicile.

— Ce qui rend ce produit unique

- Exosomes purs 10 000 ppm, texture fluide à absorption rapide
- Effet lifting et lissage visible de la texture cutanée
- Restaure et rééquilibre le microbiome cutané
- Action immunomodulante, anti-inflammatoire et antioxydante

— Actifs clés et leur action

- **Exosomes** (extrait de milieu de culture de cellules stromales) — stimulent la régénération cellulaire
- **Complexe peptidique** (acétylhexapeptide-8, sh-octapeptide-4, sh-décapeptide-7, sh-oligopeptide-9, sh-pentapeptide-19, rh-oligopeptide-1) — effet lifting et renouvellement
- **Lysats probiotiques** (Lactococcus, Bifida, Lactobacillus) — soutiennent le microbiome
- **Gingembre, Schisandra, Centella asiatica, réglisse** — antioxydants, apaisants et régénérants

— Pour quel type de peau / indications

- Barrière lipidique perturbée
- Peau très sèche et sensible
- Peau sujette aux inflammations et allergies
- Signes de fatigue et perte de fermeté
- Homecare, en relais du soin cabine

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur peau nettoyée. Répartir 1 à 2 pressions par mouvements de massage sur le visage, le cou et le décolleté.

Résultats : peau lisse, ferme et bien hydratée ; rougeurs et irritations réduites ; microbiome et barrière protectrice restaurés ; effet lifting visible et teint frais.

Contre-indications : usage externe uniquement ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage.

REJUSOME EXO BOOST · EXOSOMES

Rejusome Exo Boost Mist

BRUME · 150 ML · EXOSOMES 10 000 PPM · PEPTIDES 250 PPM · EDELWEISS 1%



Brume hydratante aux exosomes et peptides qui se vaporise en nuage léger et rafraîchissant. Elle élimine les sensations de sécheresse tout au long de la journée, avec un effet matifiant et frais. Elle s'applique même par-dessus le maquillage, qu'elle aide à fixer.

— Ce qui rend ce produit unique

- Nuage léger et rafraîchissant, effet matifiant
- Élimine les sensations de sécheresse toute la journée
- S'applique par-dessus le maquillage et aide à le fixer
- Prépare la peau avant le sérum, apaise après soin

— Actifs clés et leur action

- **Exosomes** (extrait de culture de cellules souches) — stimulent la régénération et renforcent la peau
- **MOIST HA5** (5 acides hyaluroniques) — hydratation maximale multi-niveau
- **Peptides biomimétiques** (cuivre tripeptide-1, sh-polypeptide-1/-22, sh-oligopeptide-1/-2) — renouvellement et fermeté
- **Niacinamide, edelweiss, Centella asiatica** — éclat, apaisement et protection antioxydante

— Pour quel type de peau / indications

- Peau sèche et déshydratée
- Peau sensible ou réactive
- Rougeurs, inflammations et irritations
- Teint terne et irrégulier
- Peau après des soins esthétiques

— Mode d'emploi & résultats

Application : bien agiter le flacon et vaporiser uniformément sur le visage à 5 à 10 cm. Utilisable tout au long de la journée, avant le sérum ou par-dessus le maquillage.

Résultats : peau immédiatement hydratée et éclatante ; rougeurs et irritations réduites ; teint uniforme et apaisé ; meilleure absorption des soins appliqués ensuite.

Contre-indications : éviter la projection directe dans les yeux ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage ; usage externe uniquement.

REJUSOME EXO BOOST · EXOSOMES

Rejusome Exo Boost Cream

CRÈME · 50 ML · EXOSOMES 10 000 PPM · PEPTIDES 900 PPM



Crème innovante aux exosomes (10 000 ppm), peptides et enzymes, à la texture douce et enveloppante. Elle hydrate intensément, lisse etaffermit la peau, avec une action immunomodulante, anti-inflammatoire, antiallergique et antioxydante. Elle soutient activement la restauration du microbiome cutané.

— Ce qui rend ce produit unique

- Texture douce et confortable, hydratation intense
- Effet lifting et lissage de la peau
- Restaure le microbiome et la fonction barrière
- Action antioxydante et antiallergique

— Actifs clés et leur action

- **Exosomes** (extrait de milieu de culture de cellules stromales) — régénération cutanée
- **Complexe peptidique** (acétylhexapeptide-8, sh-octapeptide-4, sh-décapeptide-7, sh-oligopeptide-9, sh-pentapeptide-19, rh-oligopeptide-1) — renouvellement et lifting
- **Lysats probiotiques** (Lactococcus, Bifida, Lactobacillus) — soutiennent le microbiome
- **Gingembre, Schisandra, camélia, réglisse, Centella asiatica** — antioxydants et protecteurs

— Pour quel type de peau / indications

- Barrière lipidique perturbée
- Peau très sèche et sensible
- Peau sujette aux irritations et allergies
- Perte de fermeté et signes de l'âge
- Homecare, en relais du soin cabine

— Mode d'emploi & résultats

Application : en dernière étape du soin, appliquer une quantité suffisante sur le visage. Pour un effet renforcé, appliquer après le Rejusome Exo Boost Serum.

Résultats : peau lisse, ferme et bien hydratée ; rougeurs et irritations réduites ; microbiome et fonction barrière restaurés ; effet lifting visible et teint frais.

Contre-indications : usage externe uniquement ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage.

REJUSOME EXO BOOST · EXOSOMES

Rejusome Exo Boost Mask

MASQUE TISSU · 25 G · EXOSOMES 1000 PPM · PEPTIDES 200 PPM · FERMENTS 500 PPM



Masque tissu en fibres de bambou qui épouse le visage comme une seconde peau pour une saturation intense en essence. Sa formule aux exosomes, peptides, ferments et extraits d'herbes hydrate en profondeur, lisse, raffermi et unifie le teint, tout en apaisant la peau.

— Ce qui rend ce produit unique

- Tissu en fibres de bambou, effet seconde peau
- Hydratation intense et effet lifting
- Unifie le teint et la texture cutanée
- Apaise et soutient la récupération après soins traumatisants

— Actifs clés et leur action

- **Exosomes** (extrait de milieu de culture de cellules stromales) — renouvellement cutané
- **Ferments** (Lactobacillus, Galactomyces, Bifida) — soutiennent le microbiome
- **Peptides** (cuivre tripeptide-1, acétylhexapeptide-8, palmitoyl pentapeptide-4, gh-oligopeptide-1) — collagène et régénération
- **Acide hyaluronique, bétaine, aloe, Centella asiatica** — hydratation et apaisement

— Pour quel type de peau / indications

- Peau sensible
- Peau sujette à la dermatite
- Fort besoin d'hydratation et de récupération
- Après des soins cosmétiques traumatisants
- Manque de fermeté et teint irrégulier

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer sur peau propre et sèche du visage et du cou. Laisser poser 20 à 30 minutes, puis faire pénétrer les résidus par de légers massages. 1 à 2 fois par semaine.

Résultats : peau éclatante, lisse et bien hydratée ; microbiome et barrière protectrice restaurés ; teint et texture unifiés ; apaisement et confort après les soins.

Contre-indications : masque à usage unique, usage externe uniquement ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage.

REJUSOME EXO BOOST · EXOSOMES

Rejusome Exo Boost Eye Cream

CONTOUR DES YEUX · 15 ML · EXOSOMES PURS 13 000 PPM · PEPTIDES 1000 PPM



Crème contour des yeux premium hautement concentrée en exosomes purs (13 000 ppm), peptides, probiotiques et céramides. Sa texture douce et fondante agit contre les rides, les cernes et les poches, lisse etaffermit la zone périorbitaire tout en renforçant la barrière cutanée.

— Ce qui rend ce produit unique

- Exosomes purs 13 000 ppm, concentration premium
- Cible rides, cernes et poches du contour des yeux
- Céramides qui renforcent la barrière cutanée
- Texture douce et fondante, hydratation intense

— Actifs clés et leur action

- **Exosomes** 13 000 ppm — régénération et rajeunissement cellulaire
- **Peptides** (cuivre tripeptide-1, palmitoyl pentapeptide-4, acétylhexapeptide-8, palmitoyl tripeptide-1, hexapeptide-9) — stimulent le collagène
- **Céramides** (NP, NS, AP, AS, EOP) — régénèrent et protègent la barrière
- **Niacinamide, squalane, adénosine, bêta-glucane** — éclat, hydratation et fermeté

— Pour quel type de peau / indications

- Peau mature et sensible du contour des yeux
- Cernes et poches
- Ridules périorbitaires
- Peau irritée ou sensibilisée
- Besoin de fermeté et de régénération intense

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité autour des yeux par de légers mouvements de massage, matin et soir.

Résultats : contour des yeux plus lisse, hydraté et lumineux ; rides et poches visiblement atténuées ; regard frais et reposé ; peau protégée et renforcée durablement.

Contre-indications : éviter tout contact direct avec l'œil ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage ; usage externe uniquement.

REJUSOME EXO BOOST · EXOSOMES

Rejusome Exo Lip Balm

BAUME LÈVRES · 15 ML · EXOSOMES 500 PPM · PEPTIDES 200 PPM



Baume à lèvres aux exosomes, peptides et huiles naturelles, conçu pour l'hydratation profonde, la réparation et la protection des lèvres. Effet repulpant immédiat, pour des lèvres souples, radieuses et pleines de vitalité.

— Ce qui rend ce produit unique

- Hydratation profonde et réparation des lèvres
- Effet repulpant immédiat
- Protège les lèvres des agressions extérieures
- Formule aux exosomes et huiles naturelles nourrissantes

— Actifs clés et leur action

- **Exosomes et peptides** — régénération et repulpage des lèvres
- **Hyaluronate de sodium, ectoïne** — hydratation et protection cellulaire
- **Squalane, huiles naturelles, vitamines** — nutrition et souplesse
- **Oxyde de zinc, extraits de plantes** — apaisent et protègent

— Pour quel type de peau / indications

- Lèvres sèches ou gercées
- Perte de volume des lèvres
- Lèvres abîmées ou fragilisées
- Besoin de confort et de repulpage
- Usage quotidien, homecare

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer sur les lèvres, en couche fine, autant de fois que nécessaire au cours de la journée.

Résultats : lèvres hydratées, souples et repulpées ; confort immédiat ; lèvres radieuses et protégées.

Contre-indications : usage externe uniquement ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage.

ACNOCELL · ANTI-ACNÉ

Acnocell Mild Cleanser

GEL NETTOYANT · 250 ML · PEPTIDES 50 PPM · ACIDE SALICYLIQUE



Gel nettoyant doux aux peptides (50 ppm) pour peaux grasses, à pores dilatés et sujettes à l'acné. Sa formule kératolytique et anti-inflammatoire élimine sébum, maquillage et impuretés sans perturber le pH ni la microflore cutanée. En usage régulier, il réduit les inflammations et prévient l'apparition de nouvelles imperfections.

— Ce qui rend ce produit unique

- Nettoyage en profondeur des peaux grasses sans dessécher
- Efficace sur points noirs, boutons et inflammations
- Respecte la barrière cutanée et l'équilibre du pH
- Convient aussi aux peaux sensibles sujettes aux rougeurs

— Actifs clés et leur action

- **Acide salicylique et acide citrique** — kératolytiques doux qui désobstruent les pores
- **Acnotide™** (complexe peptidique biomimétique) — régule le sébum et apaise l'inflammation
- **Cuivre tripeptide-1, glutathion, bêta-glucane** — antioxydants, cicatrisants, renforcent la structure cutanée
- **Saule blanc, pulsatille de Corée, usnée, iris de Florence** — complexe végétal antibactérien et séborégulateur

— Pour quel type de peau / indications

- Peau grasse, à pores dilatés et à imperfections
- Acné, comédons, boutons et excès de sébum
- Peau sensible sujette aux inflammations
- Nettoyage de préparation en cabine
- Entretien quotidien des résultats en homecare

— Mode d'emploi & résultats

Application : faire mousser une noisette de gel avec un peu d'eau dans les mains, appliquer sur peau humide par mouvements de massage doux, puis rincer abondamment. Matin et soir. Ne pas utiliser pour démaquiller les yeux.

Résultats : peau visiblement plus nette et plus lisse ; réduction des boutons, points noirs et brillance ; équilibre cutané durable sans inflammation.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

ACNOCELL · ANTI-ACNÉ

Acnocell Treatment Toner

TONIQUE · 250 ML · PEPTIDES 110 PPM · ACIDE SALICYLIQUE



Tonique de soin quotidien aux peptides (110 ppm) pour peaux grasses et mixtes à tendance acnéique. Il atténue rougeurs et irritations, nettoie les pores en profondeur et régule le sébum grâce à l'acide salicylique, tout en préparant la peau au soin suivant sans perturber le pH.

— Ce qui rend ce produit unique

- Atténue rougeurs, irritations et inflammations liées à l'acné
- Nettoie les pores et régule le sébum sans dessécher
- Prépare la peau au soin suivant, pH respectueux de la microflore
- Texture légère pour une application quotidienne matin et soir

— Actifs clés et leur action

- **Acide salicylique** — antibactérien, désobstrue les pores
- **Acnotide™ et Triple M Complex** — complexes peptidiques anti-inflammatoires ciblant l'acné
- **Wrinkle Free J316, cuivre tripeptide-1, niacinamide** — réparateurs, séborégulateurs, apaisent les rougeurs
- **Saule blanc, panthénol, bêta-glucane, allantoïne, adénosine** — kératolytiques, hydratants et régénérants

— Pour quel type de peau / indications

- Peau grasse, mixte et sujette à l'acné
- Acné active et excès de sébum
- Pores dilatés et pores obstrués
- Étape intermédiaire de la routine anti-acné à domicile
- Peau sensible recherchant un tonique à pH neutre

— Mode d'emploi & résultats

Application : matin et soir, imbiber un coton de lotion et passer délicatement sur le visage et le cou. Ne pas rincer. S'associe à l'ensemble de la routine AcnoCell.

Résultats : peau plus apaisée et uniforme, avec moins de rougeurs ; pores nettoyés en profondeur et grain affiné ; meilleure efficacité des soins suivants.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; à base d'acide salicylique, appliquer une protection solaire le jour et suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

ACNOCELL · ANTI-ACNÉ

Acnocell Treatment Gel

GEL CURATIF · 150 ML · PEPTIDES 330 PPM · ACNOTIDE™



Gel anti-inflammatoire curatif à haute concentration de peptides (330 ppm) pour le traitement ciblé des lésions inflammatoires de l'acné. Léger et à absorption rapide, il associe peptides biotechnologiques, extraits végétaux et antioxydants pour apaiser la peau, atténuer les rougeurs et soutenir la cicatrisation des imperfections.

— Ce qui rend ce produit unique

- Traitement ciblé des lésions inflammatoires de l'acné
- Action antibactérienne et régulatrice de sébum
- Soutient la cicatrisation des boutons et prévient les récives
- Non comédogène, absorption rapide, applicable localement

— Actifs clés et leur action

- **Acnotide™, Demelaxyl, Wrinkle Free J316** (complexe peptidique 330 ppm) — anti-inflammatoires et cicatrisants
- **Lysat de ferment de bifidus** — renforce la barrière cutanée et réduit la sensibilité
- **Cuivre tripeptide-1 et glutathion** — antioxydants, favorisent régénération et éclaircissement
- **Myrte, capucine, usnée, saule blanc, niacinamide** — antibactériens, séborégulateurs, clarifiants

— Pour quel type de peau / indications

- Peau inflammatoire, à imperfections, grasse
- Acné inflammatoire, boutons et pustules
- Marques et hyperpigmentation post-acné
- Adolescents et adultes à peau à problèmes
- Peau sensible nécessitant un soin apaisant

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité de gel sur peau nettoyée et masser délicatement jusqu'à absorption complète. Deux fois par jour, plus fréquemment si besoin, localement sur les inflammations.

Résultats : peau sensiblement apaisée, sans tiraillement ; moins de rougeurs, d'imperfections et de boutons ; teint plus net et uniforme, risque d'inflammation réduit.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

ACNOCELL · ANTI-ACNÉ

Acnocell Treatment Emulsion

ÉMULSION · 150 ML · PEPTIDES 330 PPM · NON COMÉDOGÈNE



Émulsion légère anti-inflammatoire aux peptides (330 ppm) pour peaux acnéiques et mixtes. Elle apaise activement les inflammations, régule le sébum et matifie, tout en assurant une hydratation 24 heures sans effet gras. Non comédogène, elle soutient la cicatrisation et la régénération des peaux irritées.

— Ce qui rend ce produit unique

- Apaise les inflammations des peaux à tendance acnéique
- Hydratation 24 heures sans effet gras, effet mat longue durée
- Régule le sébum et matifie le teint
- Non comédogène, n'obstrue pas les pores

— Actifs clés et leur action

- **Acnotide™, Demelaxyl, Wrinkle Free J316** (complexe peptidique 330 ppm) — anti-inflammatoires et cicatrisants
- **Lysat de ferment de bifidus** — renforce la barrière cutanée
- **Cuivre tripeptide-1, glutathion, niacinamide, bêta-glucane, adénosine** — antioxydants, éclaircissants, régénérants
- **Aloe vera, hamamélis, allantéine, hyaluronate de sodium** — hydratants et apaisants

— Pour quel type de peau / indications

- Peau grasse, mixte et sujette à l'acné
- Acné légère à modérée
- Inflammations et hyperpigmentation post-inflammatoire
- Peau sensible, déshydratée, à barrière affaiblie
- Soin quotidien en complément de traitements médicaux

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité d'émulsion sur peau nettoyée et masser délicatement. Matin et soir, ou plus fréquemment selon les besoins.

Résultats : peau visiblement apaisée, avec moins de rougeurs et de boutons ; peau matifiée, hydratée et équilibrée ; teint plus uniforme, sans tiraillement.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

ACNOCELL · ANTI-ACNÉ

Acnocell Clay Mask

MASQUE ARGILE · 250 ML · PEPTIDES 250 PPM · KAOLIN



Masque d'argile blanche purifiant aux peptides (250 ppm) pour peaux grasses, sujettes à l'acné et aux pores dilatés. Il absorbe l'excès de sébum, apaise les inflammations, matifie et resserre les pores. Idéal en finition de tout nettoyage de peau, en soin intensif à domicile, ou en association avec les appareils Darsonval.

— Ce qui rend ce produit unique

- Absorbe l'excès de sébum et purifie les pores en profondeur
- Action anti-inflammatoire en cas d'acné et d'irritations
- Matifie la peau et affine visiblement les pores dilatés
- S'utilise en finition de soin ou avec le Darsonval

— Actifs clés et leur action

- **Kaolin** (argile blanche) — absorbe le sébum, détoxifie et matifie
- **Peptides signal** (sh-oligopeptides-1/-2, sh-polypeptides-1/-22) et **cuivre tripeptide-1** — régénérants, anti-inflammatoires, rééquilibrent les peaux à imperfections
- **Huile d'arbre à thé, propolis, scutellaire, thé vert** — antiseptiques, antibactériens et séborégulateurs
- **Centella asiatica, camomille, aloe vera, allantoïne, niacinamide** — apaisent, cicatrisent et unifient le teint

— Pour quel type de peau / indications

- Peau grasse, à imperfections, sujette à l'acné
- Pores dilatés et excès de sébum
- Peau sensible ou irritée nécessitant une purification douce
- Soin en finition après un nettoyage de peau
- Association avec un appareil Darsonval

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une couche d'épaisseur moyenne sur peau nettoyée, en évitant le contour des yeux. Laisser poser 15 minutes jusqu'au séchage complet, puis rincer abondamment. Une à deux fois par semaine.

Résultats : peau purifiée, matifiée, sans tiraillement ; pores visiblement affinés et moins d'imperfections ; teint frais et uniforme.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

BASE PROFESSIONAL · CABINE & APPAREILS

Delicate Cleansing Milk

LAIT DÉMAQUILLANT · 250 ML · PEPTIDES 50 PPM · TRIPLE M + 7 PLANTES



Lait démaquillant peptidé ultra-doux pour le visage et les yeux. Sa texture soyeuse fond sur la peau, élimine sans effort tout type de maquillage et laisse le teint velouté, apaisé et hydraté.

Idéal en première étape du double nettoyage en cabine.

— Ce qui rend ce produit unique

- Retire tout type de maquillage, visage et yeux, sans irriter
- Tensioactifs doux qui préservent le pH et la barrière cutanée
- Complexe aux 7 plantes qui apaise et atténue les rougeurs
- Ne fait pas que nettoyer : régénère, adoucit et unifie le teint

— Actifs clés et leur action

- **Tripeptide de cuivre-1** — active la régénération et renforce la structure de la peau
- **Complexe d'acides aminés Triple M** — améliore l'élasticité, hydrate et assouplit
- **Complexe aux 7 plantes** (Centella, camomille, réglisse, camélia...) — apaise, antioxydant et anti-inflammatoire
- **Urée, huile de coco, niacinamide, vitamine E** — hydratent, nourrissent et unifient le teint

— Pour quel type de peau / indications

- Toutes peaux, en nettoyage quotidien matin et soir
- Peaux sensibles ou sujettes aux rougeurs
- Peaux sèches ou déshydratées
- Première étape du double nettoyage
- Peau sollicitée après un soin (laser, peeling, nettoyage)

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité sur la peau par mouvements circulaires doux, sur le visage et les yeux, puis rincer à l'eau tiède. Matin et soir, en première étape du soin.

Résultats : peau propre, lisse et souple ; aucune sensation de tiraillement ni d'irritation ; teint apaisé et uniforme ; peau parfaitement préparée pour le soin suivant.

Contre-indications : usage externe uniquement ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage.

Sebo Xtractor

GEL PURIFICATEUR · 250 ML · PEPTIDES 150 PPM · ACIDE SALICYLIQUE



Gel purificateur à froid qui dissout le sébum excédentaire et assouplit la couche cornée. Il facilite l'extraction des comédons et potentialise l'efficacité des soins et des appareils, en préparation d'un nettoyage de peau professionnel.

— Ce qui rend ce produit unique

- Dissout le sébum et décolle les comédons avant extraction
- Effet kératolytique à froid, sans échauffer la peau
- Prépare la peau et potentialise soins et appareils
- Resserre visiblement les pores dilatés

— Actifs clés et leur action

- **Acide salicylique** — kératolytique, désincruste les pores et lisse la couche cornée
- **Urée** — assouplit la peau et facilite l'extraction
- **Tripeptide de cuivre-1** — soutient la régénération cutanée
- **Extraits de plantes** — apaisent et purifient la peau

— Pour quel type de peau / indications

- Peaux grasses à tendance séborrhéique
- Pores dilatés et comédons
- Préparation à l'extraction en cabine
- Peau à imperfections avant soin appareillé
- Zone T et peau mixte

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une fine couche de gel (environ 3 ml) sur peau nettoyée, couvrir d'un film 10 minutes, puis rincer abondamment à l'eau avant l'extraction. Usage professionnel en cabine.

Résultats : sébum dissous et comédons plus faciles à extraire ; pores resserrés ; peau nette et lisse ; efficacité des soins suivants renforcée.

Contre-indications : usage professionnel en cabine ; contient un acide kératolytique : éviter le contour des yeux et la peau lésée, recommander une protection solaire ; suspendre en cas d'irritation active.

BASE PROFESSIONAL · CABINE & APPAREILS

O₂ Therapy Active Gel

GEL OXYGÉNANT · 250 ML · PEPTIDES 150 PPM · VITAMINES B3/B5/C/E



Gel oxygénant actif aux peptides, vitamines et extraits de plantes. Au contact de la peau il forme une mousse pétillante qui active la microcirculation, oxygène les cellules et stimule la synthèse de collagène et d'élastine. Il redonne éclat et tonicité aux teints ternes et fatigués.

— Ce qui rend ce produit unique

- Effet pétillant oxygénant qui relance la microcirculation
- Stimule la production de collagène et d'élastine
- S'utilise seul ou en activateur de masque (mélange 1:1)
- Cocktail de vitamines B3, B5, C et E antioxydantes

— Actifs clés et leur action

- **Tripeptide de cuivre-1 et Triple M** — régénèrent, raffermissent et hydratent
- **Vitamines B3, B5, C, E** — nourrissent, renforcent les capillaires et donnent de l'éclat
- **Complexe aux 7 plantes et extrait d'anis** — apaisent, unifient et améliorent la microcirculation
- **Bêta-glucane** — renforce l'immunité cutanée et protège du stress oxydatif

— Pour quel type de peau / indications

- Teint terne, fatigué, manquant d'éclat
- Peau mature et manquant d'hydratation
- Microcirculation ralentie
- Programmes anti-âge et cures régénérantes
- Peau après un soin esthétique (laser, peeling, injection)

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une fine couche (environ 5 ml) au pinceau sur le visage et le cou, laisser agir 7 à 15 minutes jusqu'à l'effet pétillant, masser jusqu'à absorption puis rincer à l'eau. En cabine ; peut se mélanger 1:1 à un masque crème JeuDerm.

Résultats : peau hydratée, lissée et plus élastique ; teint éclatant et uniforme ; microcirculation et fermeté améliorées ; sensation de fraîcheur et de confort.

Contre-indications : usage professionnel ; peut provoquer des rougeurs sur peau sensible ou irritée, faire un essai préalable ; usage externe uniquement ; suspendre en cas d'irritation active.

Intensive Hyal Hydratant

HYDRATANT HA · 150 ML · PEPTIDES 250 PPM · MOIST-HA5



Sérum hydratant intensif à action multi-niveaux, bâti sur la technologie brevetée MOIST-HA5 (5 formes d'acide hyaluronique). Il restaure l'équilibre hydrique optimal de la peau, comble les ridules de déshydratation et améliore l'absorption des actifs appliqués ensuite. Idéal en soin de finition ou en primer avant un soin aux fils LIFT INTENSE FD-Fiber.

— Ce qui rend ce produit unique

- **MOIST-HA5** : 5 acides hyaluroniques à profondeurs de pénétration différentes
- Hydratation profonde immédiate et longue durée
- Améliore l'absorption des soins appliqués ensuite
- Primer idéal avant fils, mésothérapie ou après peeling

— Actifs clés et leur action

- **MOIST-HA5** (5 formes d'acide hyaluronique) — hydratation multi-niveaux en profondeur
- **Peptides** (acétylhexapeptide-8, oligopeptide-1/-2) — activent régénération et élasticité
- **Bêta-glucane, allantoïne, adénosine, collagène hydrolysé** — apaisent, repulpent et régénèrent
- **Complexes végétaux** (thé vert, romarin, camomille, pourpier) — apaisent et réduisent l'inflammation

— Pour quel type de peau / indications

- Peau déshydratée et manquant d'hydratation
- Ridules de déshydratation
- Peau sensible en besoin de régénération
- Peau mature avec sensation de tiraillement
- En primer avant fils ou mésothérapie, ou après peeling

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité (environ 1 ml) sur le visage, le cou et le contour des yeux, masser jusqu'à absorption complète. En cabine, en dernière étape sous le produit de finition ; à domicile, matin et soir sous la crème.

Résultats : peau repulpée, éclatante et durablement hydratée ; ridules de déshydratation lissés ; meilleure absorption des soins suivants ; peau intensément régénérée.

Contre-indications : usage externe uniquement ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage.

Repair Mask Post-Procedure

MASQUE RÉPARATEUR · 250 ML · PEPTIDES 550 PPM · HYDRO-GF3



Masque post-procédure intensément apaisant pour peaux sensibilisées après un soin esthétique. Il soulage immédiatement irritations et sensations de brûlure, apporte une hydratation profonde, améliore la texture et unifie le teint. Véritable masque SOS en fin de protocole invasif.

— Ce qui rend ce produit unique

- Soulagement immédiat des brûlures et irritations post-soin
- Apaise en profondeur et réduit les rougeurs
- Hydratation et souplesse intenses
- Soutient la régénération naturelle de la peau

— Actifs clés et leur action

- **Hydro-GF3** (complexe peptidique) — stimule la régénération et le renouvellement cellulaire
- **Tripeptide de cuivre-1, palmitoyl oligopeptide** — réparent et raffermissent
- **Hyaluronate de sodium, panthénol, allantoiné** — hydratent, apaisent et adoucissent
- **Extraits de févier, renouée, prunelle, papaye** — antioxydants, anti-rougeurs, renouvellent le teint

— Pour quel type de peau / indications

- Peau après microneedling ou dermapen
- Peau après laser
- Peau après peeling ou nettoyage profond
- Peau après mésothérapie ou injections
- Masque SOS en cas d'irritations et de rougeurs

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une couche visible (environ 5 ml) sur le visage et le cou en fin de protocole, laisser poser 15 minutes puis rincer à l'eau. Usage professionnel en cabine, après soin.

Résultats : peau apaisée, hydratée et régénérée ; détente perceptible en quelques minutes ; teint éclatant et uniforme ; peau souple et confortable.

Contre-indications : usage professionnel après soin ; éviter toute plaie ouverte ; usage externe uniquement ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant.

Hydro Calming Physio Gel

GEL DE CONTACT PHYSIO · 470 ML · PEPTIDES 300 PPM · CÉRAMIDE NP



Gel de contact professionnel multifonctionnel à base aqueuse, conçu pour les peaux sensibles, irritées ou déshydratées lors des traitements appareillés. À haute conductivité et longue glisse, il améliore l'efficacité des appareils tout en apaisant activement la peau.

S'utilise aussi en masque hydratant après un soin invasif.

— Ce qui rend ce produit unique

- Haute conductivité et glisse optimale pour les appareils
- Apaise la peau irritée et réduit les rougeurs
- Formule physiologique qui soutient la barrière et régule le pH
- S'utilise aussi en masque régénérant post-soin

— Actifs clés et leur action

- **Complexe Hydro-GF3** (sh-oligopeptide-1/EGF, sh-polypeptide-1/-11/-22) — régénère, raffermi et affine le grain
- **Céramide NP** — renforce la barrière et limite la perte d'hydratation
- **Aloe vera, allantoiné, panthénol, pourpier** — apaisent, cicatrisent et hydratent
- **Extraits de févier, renouée, prunelle, cnidium** — antioxydants et anti-inflammatoires

— Pour quel type de peau / indications

- Gel de contact pour ultrasons, microcourants, phonophorèse
- Traitements RF et LED
- Peaux sensibles, irritées ou réactives
- Peau déshydratée ou barrière fragilisée
- Masque hydratant après un soin invasif

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer uniformément sur peau nettoyée, réaliser le soin selon les instructions de l'appareil, puis retirer à l'eau ou au linge humide. En masque, laisser poser 15 à 20 minutes puis rincer. Usage professionnel appareillé.

Résultats : efficacité des traitements appareillés accrue ; peau sensiblement apaisée ; hydratation profonde et souplesse ; barrière cutanée restaurée.

Contre-indications : réservé à l'usage professionnel appareillé (ultrasons, microcourants, RF, LED, phonophorèse) ; usage externe uniquement ; éviter la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active.

RF Lifting Physio Cream

CRÈME PHYSIO · 470 ML · PEPTIDES 300 PPM · EXTRAIT DE SOIE DE MÛRIER



Crème lifting physiologique à l'extrait de soie de mûrier, conçue pour les appareils (radiofréquence, microcourants, ultrasons) et le massage. Excellent agent de contact conducteur, elle amplifie l'efficacité des procédures RF et lifting tout en nourrissant, hydratant et revitalisant la peau, et réduit les irritations liées aux stimulations physiques.

— Ce qui rend ce produit unique

- Agent de contact conducteur pour RF, microcourants et ultrasons
- Amplifie l'effet lifting et raffermissant des appareils
- Extrait de soie de mûrier pour fermeté et régénération
- Réduit les irritations liées aux stimulations physiques

— Actifs clés et leur action

- **Extrait de cocon de ver à soie et racine de mûrier blanc** — fermeté, régénération et éclat du teint
- **Peptides biomimétiques** (sh-oligopeptide-1, sh-polypeptide-1/-11/-22) — effet anti-âge et raffermissant
- **Lécithine, allantoiné, bêtaïne** — renforcent la barrière, apaisent et hydratent
- **Centella Asiatica, vitamine E** — renforcent les capillaires et protègent des radicaux libres

— Pour quel type de peau / indications

- Traitements RF, microcourants et ultrasons
- Protocoles lifting et HIFU
- Massages professionnels du visage et du corps
- Perte de fermeté et relâchement cutané
- Tous types de peau, y compris sensible

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer la quantité nécessaire directement sur peau sèche, puis réaliser le massage manuel ou avec l'appareil mobile (RF, microcourants, ultrasons). Usage professionnel appareillé.

Résultats : traitement doux et efficace, sans irritation ; peau plus lisse, hydratée et ferme ; effet lifting visible dès la première séance.

Contre-indications : réservé à l'usage professionnel appareillé (RF, microcourants, ultrasons) et au massage ; usage externe uniquement ; éviter la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active.

Lipo Control Physio Gel

GEL LIPOLYTIQUE PHYSIO · 470 ML · PEPTIDES 300 PPM · CAFÉINE + CARNITINE



Gel lipolytique professionnel pour usages appareillés qui stimule la lipolyse et active la circulation dans les zones de dépôts graisseux du visage et du corps. Gel de contact à haute conductivité et fort effet refroidissant, il aide à réduire le double menton et à redessiner les contours.

— Ce qui rend ce produit unique

- Stimule la lipolyse et la réduction des dépôts graisseux
- Gel de contact haute conductivité pour appareils
- Fort effet refroidissant, agréable en cabine
- Redessine les contours du visage et du corps

— Actifs clés et leur action

- **Caféine et carnitine** — activent le métabolisme des graisses et réduisent les gonflements
- **Hydro-GF3** (sh-oligopeptide-1, sh-polypeptide-1/-11/-22) — régénère et raffermi la peau
- **Tripeptide de cuivre-1, coenzyme vitamine A** — améliorent structure, élasticité et renouvellement
- **Menthol, Centella, camomille, aloe, lavande** — rafraîchissent, apaisent et hydratent

— Pour quel type de peau / indications

- Zones de dépôts graisseux du visage et du corps
- Double menton et contours à redessiner
- Cavitation, radiofréquence corps et LPG
- Enveloppements corporels localisés
- Peau ayant besoin de fraîcheur

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer le gel sur peau nettoyée, réaliser le soin selon les instructions de l'appareil (cavitation, RF corps, LPG), puis rincer les résidus à l'eau. Convient aux enveloppements localisés. Usage professionnel appareillé.

Résultats : contours du visage et du corps affinés ; gonflements et dépôts graisseux réduits ; fraîcheur et confort pendant le soin ; peau hydratée et raffermie.

Contre-indications : réservé à l'usage professionnel appareillé (cavitation, RF corps, LPG) ; usage externe uniquement ; contient de la caféine, prudence en cas de grossesse ; éviter la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active.

BASE PROFESSIONAL · CABINE & APPAREILS

Drainage Physio Gel

GEL DRAINANT PHYSIO · 470 ML · PEPTIDES 300 PPM · HYDRO-GF3 + MENTHOL



Gel de drainage lymphatique professionnel pour usages appareillés. Il renforce la filtration et l'évacuation de la lymphe, élimine l'excès de liquide et les toxines et réduit les gonflements tissulaires. Gel de contact à haute conductivité et léger effet rafraîchissant, compatible avec la plupart des appareils visage et corps.

— Ce qui rend ce produit unique

- Favorise la circulation lymphatique et l'élimination des toxines
- Gel de contact haute conductivité, glisse longue durée
- Léger effet rafraîchissant
- Réduit les gonflements et la rétention d'eau

— Actifs clés et leur action

- **Hydro-GF3** (sh-oligopeptide-1, sh-polypeptide-1/-11/-22) — stimule la régénération cutanée
- **Tripeptide de cuivre-1, hyaluronate de sodium** — activent le collagène et hydratent
- **Centella Asiatica, Dioscorea japonica, pourpier** — renforcent les vaisseaux et la microcirculation
- **Menthol, panthénol, vitamine E** — rafraîchissent, régénèrent et protègent

— Pour quel type de peau / indications

- Drainage lymphatique du visage et du corps
- Peau sujette aux gonflements et à la congestion
- Pressothérapie et soins anti-cellulite
- Après des soins intensifs
- Tous types de peau

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer le gel sur peau nettoyée, réaliser le drainage selon les instructions de l'appareil, puis rincer les résidus à l'eau et essuyer au linge. Usage professionnel appareillé.

Résultats : gonflements réduits et circulation lymphatique améliorée ; peau fraîche, hydratée et souple ; tonicité tissulaire accrue ; confort pendant le soin.

Contre-indications : réservé à l'usage professionnel appareillé (pressothérapie, drainage) ; usage externe uniquement ; éviter la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active.

Sliding Massage Balsam

BAUME DE MASSAGE · 250 ML · PEPTIDES 500 PPM · HYDRO-GF3



Baume de massage professionnel à la glisse longue durée qui facilite le modelage tout en agissant intensément sur la peau. Sa combinaison de peptides, d'extraits végétaux et d'agents hydratants améliore la microcirculation, réduit les gonflements et renforce la structure cutanée. Ne se rince pas.

— Ce qui rend ce produit unique

- Glisse parfaite pour massages manuels et appareillés
- Hydratation intense pendant le modelage
- Draine, désinfiltre etaffermit la peau
- Ne se rince pas : le soin prolonge son action

— Actifs clés et leur action

- **Hydro-GF3 et palmitoyl-oligopeptide** — régénèrent,affermissent et structurent la peau
- **Hyaluronate de sodium, lécithine** — hydratent en profondeur et nourrissent
- **Ginkgo biloba, cornouiller, poria** — stimulent la circulation, tonifient, anti-gonflement
- **ACELL 300, vitamine C stable** — activent les cellules, protègent et éclaircissent

— Pour quel type de peau / indications

- Massage modelant du visage et du corps
- Massage relaxant en cabine
- Peau fatiguée, terne ou déshydratée
- Peau sujette aux gonflements
- Usage quotidien en institut, y compris Gua Sha

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une noisette de baume sur peau nettoyée et masser le visage ou le corps aussi longtemps que nécessaire ; se combine très bien à une pierre de Gua Sha. Ne pas rincer.

Résultats : glisse douce et longue durée ; élasticité et fermeté accrues ; peau régénérée et protégée après le massage ; application confortable, sans résidu.

Contre-indications : usage professionnel ; usage externe uniquement ; éviter la peau lésée ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant.

BASE PROFESSIONAL · CABINE & APPAREILS

Carboxy Therapy Mask

MASQUE CARBOXY · 250 ML + 10 MASQUES · PEPTIDES 100 PPM · BICARBONATE DE SODIUM



Kit de carboxythérapie non invasive aux peptides. La réaction du bicarbonate de sodium avec l'acide génère un effet CO₂ qui active la microcirculation, oxygène la peau et stimule la production naturelle de collagène. La peau réagit comme sous stress positif : circulation amplifiée et effet radiance dès la première séance.

— Ce qui rend ce produit unique

- Carboxythérapie non invasive par effet CO₂
- Active la microcirculation et l'oxygénation cutanée
- Stimule la synthèse de collagène et la régénération
- Effet lifting et radiance visible dès la première application

— Actifs clés et leur action

- **Bicarbonate de sodium** — base de la réaction CO₂ oxygénante
- **Tripeptide de cuivre-1** — stimule la réparation cellulaire
- **Extraits d'anis, pin, réglisse** — antibactériens, antioxydants et anti-inflammatoires
- **Extraits de chêne, angélique, cnidium, rose** — raffermissent et stimulent la circulation

— Pour quel type de peau / indications

- Teint terne, fatigué ou stressé
- Perte d'élasticité et premiers signes de l'âge
- Programmes anti-âge et stimulation du collagène
- Régénération après un soin esthétique
- Tous types de peau

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer au pinceau 25 ml de gel sur visage et cou nettoyés, poser le masque tissu activateur et le presser pour bien l'imprégner, laisser agir 20 à 30 minutes le temps de la réaction gazeuse, puis rincer. 1 à 2 fois par semaine, en cabine.

Résultats : peau plus lumineuse et plus lisse ; circulation et structure améliorées ; gonflements et signes de fatigue atténués ; peau sensiblement plus ferme dès la première séance.

Contre-indications : usage professionnel en cabine ; usage externe uniquement ; éviter la peau lésée et le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

BASE PROFESSIONAL · CABINE & APPAREILS

Fascia Massage Gel

GEL DE MASSAGE · 250 ML · PEPTIDES 400 PPM · CAFÉINE + CAFÉ ARABICA



Gel de massage fascia professionnel à l'action raffermissante, détoxifiante et anti-cellulite, enrichi en caféine, café Arabica et sucre noir. Il stimule le métabolisme des graisses, active la circulation, améliore l'élasticité et aide à éliminer toxines et œdèmes, tout en soutenant l'équilibre du microbiome cutané.

— Ce qui rend ce produit unique

- Massage fascial et des tissus profonds
- Draine, désinfiltre et détoxifie
- Active le métabolisme des graisses et réduit la cellulite
- Restaure le microbiome et le film hydrolipidique

— Actifs clés et leur action

- **Caféine et café Arabica** — lipolytiques, stimulent la circulation, réduisent les gonflements
- **Sucre noir (mélasse)** — exfolie en douceur et élimine toxines et cellules mortes
- **Pullulane, tripeptide de cuivre-1, peptides sh-** — effet lifting immédiat, régénération et collagène
- **Ferments de bifidus, lactobacillus, lactococcus** — renforcent la flore cutanée

— Pour quel type de peau / indications

- Cellulite et rétention d'eau
- Raffermissement et lissage du corps
- Drainage et stimulation lymphatique
- Soutien après des soins corporels intensifs
- Peau du corps manquant de tonicité

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer environ 5 ml de gel sur peau nettoyée et masser 10 à 20 minutes par mouvements répétés de contact et de décollement. En cabine, soin corps.

Résultats : peau visiblement plus ferme et plus lisse ; effet drainant et désinfiltrant ; élasticité et régénération soutenues ; massage agréable, sans résidu.

Contre-indications : usage professionnel, soin corps ; usage externe uniquement ; contient de la caféine, prudence en cas de grossesse ; éviter la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age Mild Cleanser

MOUSSE NETTOYANTE · 150 ML · PEPTIDES 50 PPM · PRÉBIOTIQUES



Mousse nettoyante anti-âge douce aux prébiotiques et peptides. Élimine impuretés, maquillage et sébum sans perturber le pH naturel de la peau, et amorce dès le nettoyage hydratation, régénération et fermeté.

— Ce qui rend ce produit unique

- Nettoyage doux mais profond, sans dessécher ni tirailler
- Préserve le pH et la barrière cutanée
- Ferments prébiotiques qui renforcent la flore cutanée
- Effet anti-âge dès la première étape : renouvellement et collagène stimulés

— Actifs clés et leur action

- **Peptides** (acétylhexapeptide-8, sh-oligopeptide-1/-2, sh-polypeptide-1/-22) — activent régénération et fermeté
- **Ferments prébiotiques** (lysats de bifidus et de Lactococcus) — renforcent la flore cutanée
- **Bêta-glucane, panthénol, allantéine, vitamine E** — apaisent, protègent, hydratent
- **Céramide NP, squalane, beurre de karité** — soin lipidique et barrière renforcée

— Pour quel type de peau / indications

- Premiers signes de l'âge (dès ~30 ans)
- Peau sèche, déshydratée ou sensible
- Peau irritée ou en post-soin esthétique
- Peau stressée par l'environnement urbain
- Tous types de peau, en usage quotidien

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer sur peau humide du visage (et du cou), masser délicatement 2 à 3 minutes, rincer à l'eau tiède. Matin et soir. Ne pas utiliser sur le contour des yeux.

Résultats : peau douce, hydratée et sans tiraillement ; barrière protégée et régénérée ; effet anti-âge doux dès le nettoyage.

Contre-indications : éviter le contour des yeux ; en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant, suspendre l'usage.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age Collagen Tonic

TONIQUE COLLAGÈNE · 150 / 250 ML · PEPTIDES 250 PPM · COMPLEXE MOIST-HA5



Tonique rajeunissant au complexe breveté d'acide hyaluronique MOIST-HA5 et aux peptides. Apporte des nutriments de faible poids moléculaire, restaure l'équilibre hydrique et le pH, ravive le teint et renforce la barrière cutanée.

— Ce qui rend ce produit unique

- Rafraîchit, tonifie et prépare la peau à recevoir les soins
- Restaure hydratation et pH en une étape
- Teint plus éclatant et texture affinée
- Convient aux peaux grasses, mixtes, sensibles et matures

— Actifs clés et leur action

- **MOIST-HA5** — complexe breveté de 5 formes d'acide hyaluronique, hydratation multi-niveaux
- **Cuivre tripeptide-1 + complexe peptidique** — relancent collagène, fermeté et renouvellement
- **Niacinamide** — éclaircit, renforce la barrière, unifie le teint
- **Complexe MultiEX 7 plantes + collagène hydrolysé** — apaisent, nourrissent, régénèrent

— Pour quel type de peau / indications

- Signes visibles de l'âge (dès 30 ans)
- Pores dilatés, brillance, points noirs
- Peau hyperpigmentée ou sujette à la couperose
- Peaux normales, sèches et sensibles
- Soin d'entretien après un traitement ou stress urbain

— Mode d'emploi & résultats

Application : passer sur le visage, le cou et le décolleté au coton, en suivant les lignes de massage. Matin et soir. En institut, s'utilise comme lotion tonique et pour activer le Ghost Mask.

Résultats : peau éclatante, fraîche et hydratée ; brillance réduite et teint uniforme ; barrière renforcée, effet soin immédiat.

Contre-indications : éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie à un composant.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age O₂ Boto Fluid

FLUIDE OXYGÉNANT · 50 / 110 ML · PEPTIDES 550 PPM · EFFET BOTOX-LIKE



Fluide anti-âge oxygénant à l'effet « botox-like ». Sa texture brevetée déclenche un effet nuage d'oxygène à l'application : il lisse les rides d'expression horizontales et réduit la profondeur des rides verticales, pour une peau plus lisse, ferme et revitalisée.

— Ce qui rend ce produit unique

- Effet « bulles » qui active l'apport d'oxygène à la peau
- Triple action : énergie oxygénante, lissage des rides d'expression, réduction des rides profondes
- Effet lifting-like sans injection, visible dès le premier jour
- Idéal pour peaux matures, fatiguées et stressées

— Actifs clés et leur action

- **Vecteur d'oxygène breveté** (éther méthylique de perfluoroisobutyle) — texture nuage oxygénant
- **Acétylhexapeptide-8 (Argireline) + Syn-Ake** — détendent la contraction musculaire, lissent les rides d'expression
- **Palmitoyl pentapeptide-4 (Matrixyl) + Cuivre tripeptide-1** — stimulent le collagène, protègent
- **Acide hyaluronique, adénosine, allantoïne, niacinamide** — hydratent, régénèrent, apaisent

— Pour quel type de peau / indications

- Peau mature (dès 35 ans), avec ridules et rides d'expression
- Rides horizontales du front et rides verticales
- Peau fatiguée, stressée, en manque de tonus
- Peaux sèches et sensibles
- Étape finale de soin, en cabine ou à domicile

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une fine couche sur le visage nettoyé et le contour des yeux. Attendre l'apparition de l'effet nuage moussieux, puis masser jusqu'à absorption complète. Matin et soir, ou en étape finale de soin.

Résultats : peau raffermie et lissée, profondeur des rides visiblement réduite ; élasticité améliorée et éclat de jeunesse.

Contre-indications : éviter le contour immédiat de l'œil (muqueuse) ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie à un composant.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age DNA Cream

CRÈME RÉPARATRICE · 110 ML · PEPTIDES 550 PPM · SODIUM DNA



Crème réparatrice puissante au Sodium DNA, la « molécule de vie ». Elle stimule le collagène, épaissit la structure dermique et protège la peau contre les agressions, pour un effet réparateur et anti-âge en profondeur.

— Ce qui rend ce produit unique

- Formulée autour du Sodium DNA (polynucléotide régénérant)
- Épaissit et densifie la structure du derme
- Stimule la synthèse de collagène
- Action réparatrice et photoprotectrice

— Actifs clés et leur action

- **ADN de sodium (polynucléotide)** — répare, densifie le derme, retient l'hydratation
- **Acétylhexapeptide-8 + peptide Syn-Ake** — lissent les rides d'expression
- **Palmitoyl pentapeptide-4 + tripeptide de cuivre-1** — relancent collagène et fermeté
- **Acide hyaluronique, adénosine, bêtaïne, beurre de karité** — hydratent et nourrissent

— Pour quel type de peau / indications

- Rides statiques et rides d'expression
- Peau mature en perte de densité
- Besoin de photoprotection au quotidien
- Peau fragilisée à réparer
- Programmes anti-âge intensifs

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés, en insistant sur les zones ridées. Masser jusqu'à absorption.

Résultats : peau réparée et densifiée ; rides atténuées, fermeté et confort renforcés au fil de l'utilisation.

Contre-indications : suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age Intensive Eye Cream

CONTOUR DES YEUX · 30 ML · PEPTIDES 1000 PPM



Crème contour des yeux intensive et raffermissante pour cette zone sensible. Elle atténue les signes de fatigue, les ridules, les gonflements et les cernes grâce à des actifs qui soutiennent microcirculation, collagène et élasticité.

— Ce qui rend ce produit unique

- Ciblée sur ridules, gonflements et cernes
- Renforce la structure et l'élasticité du contour de l'œil
- Favorise la microcirculation et éclaircit les cernes
- Texture légère, idéale aussi comme base de maquillage

— Actifs clés et leur action

- **Oligopeptide-29 et -32** — stimulent le collagène et le renouvellement cellulaire
- **DERMAFLUX™ + CELLULAR ACTIVATOR™** — hydratation profonde et activation cellulaire
- **Filtrat de mucus d'escargot + allantéine + adénosine** — régénèrent et lissent
- **Extraits d'origan, romarin, lavande + niacinamide, vitamine E** — renforcent les vaisseaux, éclaircissent

— Pour quel type de peau / indications

- Rides d'expression et signes de l'âge autour des yeux
- Gonflements et cernes
- Peau sèche, sensible et déshydratée
- Soin après traitements esthétiques
- Soin quotidien tous types de peau

— Mode d'emploi & résultats

Application : matin et soir, déposer une petite quantité sur le contour de l'œil nettoyé et tapoter du bout des doigts, de l'intérieur vers l'extérieur.

Résultats : contour lissé avec effet lifting ; cernes et gonflements réduits ; regard hydraté, reposé et lumineux.

Contre-indications : éviter tout contact avec la muqueuse oculaire ; suspendre en cas d'irritation ou d'allergie à un composant.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age Intensive Cream

CRÈME INTENSIVE · 50 ML · PEPTIDES 550-900 PPM



Crème anti-âge intensive à très haute concentration en peptides, conçue pour un rajeunissement naturel sans chirurgie. Son effet lifting raffermi visiblement la texture cutanée et réduit les ridules, avec un soin riche et nourrissant.

— Ce qui rend ce produit unique

- Très forte teneur en peptides (550-900 ppm)
- Effet lifting : raffermi contours et texture
- Active la synthèse naturelle de collagène et d'élastine
- Texture riche : une petite quantité suffit

— Actifs clés et leur action

- **Oligopeptide-29 et -32 (technologie SPPS)** — production de collagène, prolifération cellulaire
- **Filtrat de sécrétion d'escargot** — régénère et retient l'hydratation
- **Beurre de karité + huiles végétales (orange amère, lavande, camomille, romarin)** — nourrissent et apaisent
- **Urée, tréhalose, taurine, niacinamide, vitamine E** — hydratent, protègent, régulent la pigmentation

— Pour quel type de peau / indications

- Premières rides ou rides profondes
- Peau sèche, mature ou stressée
- Peau à raffermir (visage et cou)
- Soin après procédures esthétiques
- Anti-âge non invasif

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer 1 à 3 ml sur le visage et le cou nettoyés, en insistant sur les zones à rides profondes. Matin et soir. S'absorbe sans film gras.

Résultats : peau souple et veloutée ; rides atténuées en profondeur, élasticité accrue ; contours plus fermes et définis.

Contre-indications : suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age Ghost Mask

MASQUE TISSU LYOPHILISÉ · ~25 ML DE SOLUTION ACTIVE · COLLAGÈNE + PEPTIDES



Masque tissu au collagène lyophilisé et aux peptides. Au contact du Collagen Tonic, le masque se dissout et se transforme en hydrogel actif qui libère ses actifs et déclenche des processus régénérants et raffermissants. Idéal en finition de soin ou en revitalisant express.

— Ce qui rend ce produit unique

- Technologie lyophilisée : se transforme en hydrogel actif au contact du tonique
- Effet lifting immédiat (collagène + acide hyaluronique réticulé)
- Stimule collagène et glycosaminoglycanes
- Revitalisation et éclat de jeunesse dès la première pose

— Actifs clés et leur action

- **Collagène hydrolysé + acide hyaluronique réticulé** — structure, élasticité et hydratation intense
- **Acétylhexapeptide-8 (Argireline) + Syn-Ake** — détendent les muscles, effet botox-like
- **Hexapeptide-61 dimère + biotinoyl hexapeptide-2** — activation cellulaire et régénération
- **Protéines de soie et de lait, chitosan, bêta-glucane** — nourrissent, lissent, apaisent

— Pour quel type de peau / indications

- Peau sèche, mature ou fatiguée
- Manque de fermeté, premiers signes de l'âge
- Finition d'un protocole de soin
- Coup d'éclat avant un événement
- Soins express revitalisant

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer le Collagen Tonic sur peau nettoyée, poser le masque tissu en pressant légèrement (la transformation en hydrogel démarre). Laisser 15 à 20 minutes, retirer les résidus. En finition ou 1 à 2 fois/semaine.

Résultats : peau plus ferme, hydratée et éclatante ; ridules lissées ; effet lifting immédiat et professionnel.

Contre-indications : suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie à un composant.

REFORM AGE · ANTI-ÂGE

Reform Age Micro Touch Mask

MASQUE ANTI-ÂGE · 250 ML · PEPTIDES 200 PPM · MICRO-SPICULES 2000 PPM



Masque lifting anti-âge aux micro-spicules d'éponge marine, peptides et complexes marins et végétaux. Il favorise la régénération cellulaire et le métabolisme cutané, avec un soin hydratant et antioxydant intense : la peau paraît plus ferme, lisse et lumineuse dès la première application.

— Ce qui rend ce produit unique

- Micro-spicules d'éponge : effet lifting immédiat et activation cellulaire
- Régénération et métabolisme cutané stimulés
- Hydratation intense et protection antioxydante
- Fermeté, teint uniforme et éclat frais

— Actifs clés et leur action

- **Micro-spicules d'éponge marine** — activent circulation et renouvellement cellulaire
- **Cuivre tripeptide-1 + complexe sh-oligo/polypeptides** — renforcent la structure, processus anti-âge
- **Marine Complex (perle, laminaire)** — minéraux, régulation de l'hydratation
- **Herbal Complex (pourpier, renouée, riz, soja, sésame) + niacinamide, arbutine** — apaisent, clarifient

— Pour quel type de peau / indications

- Peau sèche, terne, mature
- Teint terne, ridules et relâchement
- Besoin d'un soin anti-âge intensif
- Soin après procédures esthétiques
- Tous types de peau (usage encadré)

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer sur le visage nettoyé et presser doucement pour activer les micro-spicules. Laisser 15 à 20 minutes, rincer à l'eau tiède, puis appliquer une crème hydratante. 1 à 2 fois par semaine.

Résultats : teint raffermi et rides atténuées ; peau hydratée, lumineuse et lisse ; effet lifting immédiat dès la première pose.

Contre-indications : éviter sur peau lésée, irritée ou en poussée inflammatoire (les micro-spicules sont exfoliants) ; suspendre en cas d'allergie à un composant.

LIFT INTENSE · LIFTING & FERMETÉ

Lift Intense Viso Contour Syn-Ake

MASQUE LIFTING · 250 ML · SYN-AKE 500 PPM · PEPTIDES ANTI-ÂGE 500 PPM



Masque lifting instantané à effet botox, formulé au Syn-Ake 500 ppm. Il redéfinit l'ovale du visage, uniformise le teint et stimule le collagène en une seule séance, en combinant peptides, acide glycolique et ferments. Idéal pour une revitalisation rapide avant un événement.

— Ce qui rend ce produit unique

- Effet lifting immédiat perceptible dès la première séance
- Redéfinit l'ovale et modèle les contours du visage en V
- Double action : peeling doux à l'acide glycolique et lissage neuropeptidique
- Soutient le microbiome cutané grâce aux ferments lactés

— Actifs clés et leur action

- **Syn-Ake** (dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacétate) 500 ppm — effet lissant immédiat de type botox
- **Complexe peptidique anti-âge** (acétylhexapeptide-8, cuivre tripeptide-1, sh-penta/octa/oligo/décapeptides) 500 ppm — raffermir et stimule collagène et élastine
- **Acide glycolique** — peeling doux qui affine le grain et unifie le teint
- **Bêta-glucane de levure et ferments** (Lactococcus, Bifida, Lactobacillus) — renforcent la barrière et rééquilibrent le microbiome

— Pour quel type de peau / indications

- Relâchement cutané et perte d'élasticité
- Ovalaire du visage relâché, contours flous
- Rides et ridules d'expression
- Teint terne ou aspect fatigué
- Préparation de la peau avant un événement

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer 10 ml (environ 20 pressions) en couche uniforme sur le visage, le cou et le décolleté nettoyés, en évitant le contour des yeux. Après environ 5 minutes, la peau se raffermir légèrement, signe de l'effet lifting. Laisser poser 20 à 30 minutes puis rincer à l'eau tiède. Cure de 6 à 10 séances tous les 7 à 10 jours.

Résultats : peau immédiatement raffermie et contours redéfinis ; ridules visiblement lissées ; teint net et uniforme ; éclat perceptible dès la première application.

Contre-indications : réservé à un usage professionnel en cabine ; éviter le contour des yeux et toute peau lésée ; l'acide glycolique photosensibilise, appliquer une protection solaire les jours suivants ; déconseillé pendant la grossesse.

LIFT INTENSE · LIFTING & FERMETÉ

Lift Intense Modeling Mask

MASQUE MODELANT · POUDRE ALGinate ET GYPSE · EFFET LIFTING



Masque modelant à l'alginate et au gypse, à effet lifting et modelant immédiat. Il amplifie l'action des soins appliqués en dessous, hydrate intensément et restaure la structure cutanée.

Soin de finition en cabine, adapté à tous les types de peau.

— Ce qui rend ce produit unique

- Effet modelant et lifting immédiat dès la première application
- Scelle et amplifie l'action des sérums ou masques appliqués en dessous
- Crée une barrière protectrice contre la perte d'hydratation
- Apaise rougeurs et inflammations, éclaircit le teint

— Actifs clés et leur action

- **Extrait de gypse et d'algues** — effet modelant occlusif et minéralisant
- **Collagène hydrolysé** — améliore fermeté et élasticité
- **Terre de diatomées** — matifie et purifie la peau
- **Hyaluronate de sodium et extrait de fruit de grenade** — hydratation intense et protection antioxydante

— Pour quel type de peau / indications

- Tous types de peau, y compris sensible
- Peau fatiguée, déshydratée ou terne
- Perte de fermeté et contours flous
- Soins de finition après essence, sérum ou masque crème
- Programme anti-âge en cabine

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer d'abord un soin de base (gel, sérum ou masque) sur peau nettoyée et protéger yeux, lèvres et sourcils. Mélanger la poudre à l'eau (proportion 1 pour 0,8), remuer rapidement jusqu'à une masse homogène et étaler à la spatule. Retirer de bas en haut après 15 à 20 minutes, puis rincer les résidus à l'eau.

Résultats : effet lifting et modelant net ; peau ferme, bien hydratée et éclatante ; contours du visage plus nets ; teint uniforme et aspect rajeuni.

Contre-indications : réservé à un usage professionnel en cabine ; protéger yeux et lèvres pendant la pose ; éviter toute peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

LIFT INTENSE · LIFTING & FERMETÉ

Lift Intense FD-Fiber

FIBRE LYOPHILISÉE · 25 MG × 10 · PEPTIDES 900 PPM · COLLAGÈNE ET HA



Fils peptidiques biolyophilisés aux peptides, collagène et acide hyaluronique, pour un raffermissement et un rajeunissement cutanés intenses. Déposée directement dans la ride puis dissoute par le Fiber Activator, la fibre délivre ses actifs au cœur du derme. Sans conservateurs ni stabilisants grâce à la technologie de lyophilisation.

— Ce qui rend ce produit unique

- Mode d'administration innovant : fils bioactifs déposés dans la ride
- Pénétration profonde des actifs, au cœur du derme
- Active les fibroblastes et la synthèse de collagène et d'élastine
- Sans conservateurs ni stabilisants

— Actifs clés et leur action

- **Complexe peptidique** (dimère d'hexapeptide-61, biotinoyl hexapeptide-2 amide, acétylhexapeptide-8, Syn-Ake) 900 ppm — raffermi et détend les rides d'expression
- **Collagène hydrolysé et hyaluronate de sodium** — restaurent structure, élasticité et hydratation
- **Bêta-glucane** — apaise, antioxydant et régénérant
- **Protéines de soie et de lait, chitosan** — nourrissent, lissent et protègent

— Pour quel type de peau / indications

- Rides installées et perte de fermeté
- Peau mature en manque de densité
- Rajeunissement cutané ciblé
- Déshydratation cutanée
- Prolongation de l'effet après un soin appareillé

— Mode d'emploi & résultats

Application : réserver à un usage professionnel. Appliquer le Fiber Activator dans la ride, puis insérer délicatement le fil à l'aide d'une pince. Déposer un peu d'activateur au pinceau jusqu'à dissolution complète. Renforcer l'effet par électroporation, ultrasons ou Dermanen (sans aiguilles), puis terminer par une crème de soin adaptée.

Résultats : profondeur des rides visiblement réduite ; structure dermique reconstruite ; effet lifting perceptible dès la première application ; fermeté et élasticité cutanées accrues.

Contre-indications : réservé aux professionnels formés ; appliquer sur peau saine, éviter toute peau lésée ou infectée ; toujours reconstituer avec le Fiber Activator ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

LIFT INTENSE · LIFTING & FERMETÉ

Lift Intense Fiber Activator

SOLUTION ACTIVATRICE · 50 ML · PEPTIDES 200 PPM



Solution activatrice conçue pour amorcer la dissolution des fils peptidiques Lift Intense FD-Fiber et favoriser la pénétration des actifs dans les couches profondes de la peau. Elle procure un effet lifting et botox-like visible. Hypoallergénique, elle convient aux peaux sensibles.

— Ce qui rend ce produit unique

- Spécialement conçue pour activer et dissoudre les fils FD-Fiber
- Amplifie la pénétration des actifs dans le derme
- Procure un effet lifting et botox-like visible
- Sans conservateurs ni stabilisants, hypoallergénique

— Actifs clés et leur action

- **Cuivre tripeptide-1** — stimule la régénération, améliore fermeté et tonicité
- **Acétylhexasapeptide-8** — détend les muscles du visage, lisse les ridules
- **Adénosine** — favorise l'énergie cellulaire et lisse les rides
- **Green HA** (gomme de graine de tamarin) et Chondrus crispus — hydratation à haute rétention et apaisement minéral

— Pour quel type de peau / indications

- En association systématique avec les fils FD-Fiber
- Peau mature avec perte d'élasticité
- Rides d'expression et ridules
- Soins anti-âge en institut
- Peaux sensibles

— Mode d'emploi & résultats

Application : réserver à un usage professionnel, en association avec le FD-Fiber. Déposer une petite quantité (0,5 à 1 ml) à la pipette directement dans la ride, puis incorporer au pinceau jusqu'à dissolution complète du fil. Peut s'associer aux ultrasons, à l'électroporation ou au Dermapen.

Résultats : dissolution efficace des fils peptidiques ; pénétration des actifs renforcée ; peau plus lisse, ferme et hydratée ; effet lifting amélioré après le traitement.

Contre-indications : réservé aux professionnels ; à utiliser exclusivement avec les fils FD-Fiber ; éviter toute peau lésée ou infectée ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

LIFT INTENSE · LIFTING & FERMETÉ

Lift Intense Cream Forte

CRÈME LIFTING · 50 ML · PEPTIDES 900 PPM · LIFTDERM-2000



Crème lifting bio-régulatrice à base de nano-actifs hautement concentrés (véritable nano-émulsion, gouttelettes de 50 nm ou moins), conçue pour une correction ciblée du visage et du cou. Son usage régulier restaure densité et élasticité, reconstruit la trame du derme et stimule la synthèse de collagène et d'élastine. Le complexe exclusif LIFTDERM-2000 offre une action anti-âge intensément régénérante.

— Ce qui rend ce produit unique

- Véritable nano-émulsion (gouttelettes ≤ 50 nm) pour une pénétration optimale
- Raffermit et reconstruit la structure du derme de l'intérieur
- Effet lifting visible et lissage des ridules
- Complexe exclusif LIFTDERM-2000, concentré en peptides (900 ppm)

— Actifs clés et leur action

- **Complexe peptidique LIFTDERM-2000** (cuivre tripeptide-1, palmitoyl oligopeptide, acétylhexapeptide-8, Syn-Ake, hexapeptide-61 dimère) — raffermit et détend les rides d'expression
- **Sodium DNA** (polynucléotide) — répare et densifie le derme, soutient la rétention d'hydratation
- **Collagène hydrolysé, hyaluronate de sodium, niacinamide** — élasticité, hydratation intense et teint unifié
- **Squalane, beurre de karité, huiles d'onagre et de meadowfoam** — nourrissent et renforcent la barrière cutanée

— Pour quel type de peau / indications

- Peau mature, relâchée et manquant de densité
- Perte d'élasticité et rides marquées
- Soin anti-âge du visage et du cou
- Avant et après intervention esthétique
- Peaux affaiblies, en usage quotidien

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés. Masser doucement jusqu'à absorption complète. L'association aux autres soins Lift Intense renforce l'efficacité et la régénération naturelle.

Résultats : peau ferme, consolidée et élastique ; ridules atténuées et grain lissé ; teint amélioré et contours redéfinis ; effet anti-âge durable en usage régulier.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

MYATO · PEAUX SENSIBLES & ATOPIQUES

Myato Clean Gel

GEL NETTOYANT · 250 ML · PEPTIDES 50 PPM · HYPOALLERGÉNIQUE



Gel nettoyant délicat à la formule douce, pensé pour les peaux sensibles, atopiques et très sèches. Il élimine impuretés et sébum sans laisser de film gras ni altérer la barrière épidermique, et hydrate pendant le nettoyage. Hypoallergénique et non comédogène.

— Ce qui rend ce produit unique

- Nettoyage doux, sans film gras ni tiraillement
- Renforce la barrière épidermique pendant le nettoyage
- Formule non hormonale, sans glucocorticoïdes
- Hypoallergénique et non comédogène

— Actifs clés et leur action

- **Peptides** (50 ppm) — apaisent et soutiennent la régénération
- **Actifs hydratants** — nettoient en douceur en préservant l'hydratation
- **Composants apaisants naturels** — réduisent la réactivité cutanée
- **Système de répartition optimisée** — diffusion homogène des actifs

— Pour quel type de peau / indications

- Peau sensible et réactive
- Peau très sèche et atopique
- Dermatite atopique
- Peau sujette à la rosacée
- Recherche d'un nettoyage sans irritation

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité (1 à 1,5 ml) sur peau humide, masser délicatement et faire mousser avec de l'eau, puis rincer abondamment. Matin et soir.

Résultats : peau propre, fraîche et bien hydratée ; barrière cutanée préservée ; sensibilité réduite, sans tiraillement après le nettoyage.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

MYATO · PEAUX SENSIBLES & ATOPIQUES

Myato Toner Mousse

MOUSSE-TONIQUE · 150 ML · PEPTIDES 150 PPM · PANTHÉNOL



Mousse-tonique apaisante au panthénol qui calme et hydrate la peau sensible, particulièrement en cas de rosacée. Vitamines et actifs apaisants soutiennent le bon fonctionnement des vaisseaux et la stabilité des membranes cellulaires, tout en restaurant le pH et l'équilibre hydrique. Hypoallergénique et non comédogène.

— Ce qui rend ce produit unique

- Apaise les peaux irritées et sujettes aux rougeurs
- Soutient la fonction vasculaire et la stabilité des membranes cellulaires
- Restaure le pH et l'équilibre hydrique de la peau
- Texture mousse légère, à absorption rapide

— Actifs clés et leur action

- **Peptides** (150 ppm) — régénérants et apaisants
- **Panthénol** (provitamine B5) — hydrate et calme l'inflammation
- **Vitamines et extraits végétaux** — protègent et apaisent la peau
- **Actifs vasculaires** — soutiennent la microcirculation et atténuent les rougeurs

— Pour quel type de peau / indications

- Peau sensible sujette à la rosacée
- Rougeurs et couperose
- Peau réactive
- Barrière cutanée fragilisée
- Tous types de peau en besoin d'un soin doux

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une fine couche (1 à 1,5 ml) sur peau nettoyée et masser jusqu'à absorption complète. Matin et soir, en usage régulier.

Résultats : peau apaisée, équilibrée et bien hydratée ; rougeurs atténuées et structure cutanée améliorée ; barrière renforcée durablement.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

MYATO · PEAUX SENSIBLES & ATOPIQUES

Myato Moist Emulsion

ÉMULSION · 150 ML · PEPTIDES 450 PPM · CÉRAMIDES + ACIDE HYALURONIQUE



Émulsion thérapeutique hydratante et apaisante pour peaux sensibles, extrêmement sèches, rugueuses, gercées ou enflammées. Recommandée à titre de soin d'accompagnement en cas de dermatite atopique ou séborrhéique, de psoriasis et de rosacée, elle stimule la régénération et restaure la barrière protectrice. Sa texture agréable pénètre vite, sans effet collant.

— Ce qui rend ce produit unique

- Concentration élevée en peptides (450 ppm)
- Restaure et renforce la barrière protectrice
- Assouplit les peaux rêches, gercées et enflammées
- Formule non hormonale, sans glucocorticoïdes

— Actifs clés et leur action

- **Peptides** (450 ppm) — stimulent la régénération cellulaire et la réparation cutanée
- **Céramides + acide hyaluronique** (hyaluronate de sodium) — fixent l'hydratation et limitent la perte en eau
- **Panthénol + allantéine** — apaisent, favorisent la cicatrisation et régénèrent
- **Centella asiatica, camomille, vitamine E** — antioxydants et régénérants, soutiennent la réparation

— Pour quel type de peau / indications

- Peau très sèche, rêche et sujette aux gerçures
- Dermatite atopique et séborrhéique
- Eczéma et psoriasis
- Peau sujette à la rosacée
- Peau irritée et enflammée nécessitant un soin intensif

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité (environ 1 ml) sur peau nettoyée et masser délicatement jusqu'à absorption. Matin et/ou soir, en usage régulier.

Résultats : peau apaisée, lisse et hydratée ; barrière protectrice améliorée et inflammations réduites ; sensation de douceur sans tiraillement.

Contre-indications : usage externe uniquement ; soin d'accompagnement, ne remplace pas un traitement médical ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

MYATO · PEAUX SENSIBLES & ATOPIQUES

Myato Intensive Cream

CRÈME · 50 ML · PEPTIDES 900 PPM · TRIPLE M COMPLEX



Crème intensive régénérante à très forte concentration en peptides (900 ppm), pour peaux très sèches, sensibles et enflammées. Soutient la régénération, renforce la barrière cutanée et prolonge les phases de rémission des affections chroniques (neurodermite, dermatite séborrhéique, psoriasis, rosacée). Convient aux femmes enceintes.

— Ce qui rend ce produit unique

- Concentration maximale en peptides de la gamme (900 ppm)
- Régénération et hydratation intenses, sans film gras
- Prolonge les phases de rémission des peaux à tendance chronique
- Formule adaptée aux femmes enceintes

— Actifs clés et leur action

- **Triple M Complex + Sérilesine** — complexe peptidique synergique, régénère et améliore l'élasticité
- **Cuivre tripeptide-1** — favorise la cicatrisation, anti-inflammatoire, stimule le collagène
- **Céramide NP + beurre de karité + bêta-glucane** — renforcent la barrière, apaisent et protègent
- **Niacinamide et complexe végétal** (coptis, dictame, houttuynia, scutellaire) — antioxydants et anti-inflammatoires

— Pour quel type de peau / indications

- Peau très sèche, rêche et sujette aux fissures
- Neurodermite et dermatite séborrhéique
- Psoriasis et rosacée
- Peau très sensible et enflammée
- Femmes enceintes recherchant un soin apaisant

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer quotidiennement sur peau nettoyée et masser délicatement jusqu'à pénétration. Matin et/ou soir, en usage régulier.

Résultats : régénération profonde et apaisement durable ; peau plus souple et plus élastique ; barrière renforcée et rémission prolongée des affections chroniques.

Contre-indications : usage externe uniquement ; soin d'accompagnement, ne remplace pas un traitement médical ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

DEMELA · DÉPIGMENTATION

Demela Molecular Oil

HUILE · 150 ML · PEPTIDES 300 PPM · ARBUTINE + NIACINAMIDE



Huile moléculaire double action, éclat et massage, aux peptides et extraits végétaux. Elle éclaire doucement le teint et atténue les taches pigmentaires, tout en nourrissant intensément la peau. Elle sert aussi de remover après le Demela Molecular Peel, en soin de finition en institut.

— Ce qui rend ce produit unique

- Double usage : soin éclaircissant et huile de massage facial
- Remover dédié du Demela Molecular Peel
- Éclaircissement doux et teint uniforme, sans agressivité
- Convient à tous types de peau, y compris à imperfections

— Actifs clés et leur action

- **Arbutine + niacinamide (vitamine B3)** — éclaircissent et unifient le teint
- **Cuivre tripeptide-1** — favorise cicatrisation et renouvellement cellulaire
- **Huiles de pépins de raisin, jojoba, camélia** — soignent, lissent et nourrissent
- **Extrait de rose de Bordeaux, vitamine E, glycine** — apaisent, protègent, hydratent

— Pour quel type de peau / indications

- Taches pigmentaires et teint irrégulier
- Peau sèche, sensible ou terne
- Après un peeling ou en soin de finition
- Massage facial professionnel en institut
- Tous types de peau, y compris à imperfections

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer l'huile sur le gel Demela Molecular Peel et faire rouler délicatement le peeling par mouvements de massage. Peut aussi s'utiliser seule comme huile de massage facial.

Résultats : peau lisse, éclatante et hydratée ; taches pigmentaires réduites et teint uniforme ; peau intensément nourrie et élastique ; barrière cutanée protégée et renforcée.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

DEMELA · DÉPIMENTATION

Demela Mask Black for White

MASQUE · 250 ML · PEPTIDES 300 PPM · COMPLEXE HYDRO-GF3



Masque visage éclaircissant intensif aux peptides, dit « Black for White ». Il inhibe la tyrosinase pour freiner la synthèse de mélanine et réduire l'hyperpigmentation, tout en hydratant et en apaisant la peau. Idéal après peeling ou nettoyage de peau pour unifier le teint et densifier la peau.

— Ce qui rend ce produit unique

- Inhibe la tyrosinase et prévient la formation de nouvelles taches
- Éclaircissement ciblé et réduction de l'hyperpigmentation
- Effet lifting immédiatement visible
- Hydratation intense et apaisement, même sur peau sensible

— Actifs clés et leur action

- **Complexe Hydro-GF3** (sh-oligopeptide-1, sh-polypeptides-1, -11, -22) — régénère et densifie la peau
- **Arbutine, vitamine C stable, niacinamide (vitamine B3)** — éclaircissent et unifient le teint
- **Cuivre tripeptide-1, sh-polypeptide-7** — action anti-âge et régénération
- **Squalane, lécithine, hyaluronate de sodium** — nourrissent, protègent et hydratent

— Pour quel type de peau / indications

- Hyperpigmentation, mélasma et taches
- Teint terne ou irrégulier
- Peau sèche, déshydratée ou plus mature
- Après peelings, nettoyages de peau ou photovieillessement
- Tous types de peau, y compris sensible

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une fine couche visible (environ 5 ml) sur peau nettoyée. Sur le contour des yeux, suivre le rebord osseux sans toucher la paupière mobile. Laisser poser 15 minutes puis rincer abondamment à l'eau. À utiliser 1 à 2 fois par semaine.

Résultats : effet lifting immédiatement visible ; teint uniforme, clair et net ; réduction des taches sombres ; peau visiblement hydratée, ferme et éclatante.

Contre-indications : usage professionnel et à domicile en externe ; éviter la paupière mobile et la peau lésée ; en zone traitée, associer une protection solaire quotidienne ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

DEMELA · DÉPIGMENTATION

Demela Molecular Cream

CRÈME · 150 ML / 50 ML · PEPTIDES 700 PPM · ARBUTINE + GLUTATHION



Crème moléculaire pour peaux hyperpigmentées, à l'éclaircissement progressif et cumulatif. Elle atténue en douceur taches pigmentaires et taches de vieillesse tout en apportant nutrition et hydratation profondes. Elle apaise les peaux sensibles et renforce la barrière cutanée, en soin quotidien ou en finition de protocole Demela.

— Ce qui rend ce produit unique

- Éclat progressif à effet cumulatif sur la durée
- Éclaircissement ciblé des taches pigmentaires et de vieillesse
- Apaise les peaux sensibles et renforce la barrière cutanée
- Soin de finition idéal après le protocole Demela

— Actifs clés et leur action

- **sh-polypeptide-7, arginine** — régénération et activation cellulaire
- **Arbutine, glutathion, niacinamide** — éclaircissants et antioxydants qui unifient le teint
- **Panthénol, glycérine, hyaluronate de sodium** — hydratants et apaisants
- **Extraits de racine de mûrier, Centella Asiatica, févier, renouée du Japon** — puissance végétale régénérante

— Pour quel type de peau / indications

- Hyperpigmentation, mélasma et dégâts solaires
- Teint irrégulier et irrégularités du teint
- Peau sèche, déshydratée ou sensible
- Peau mature avec signes visibles de l'âge
- Tous types de peau

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité (environ 1 ml) matin et/ou soir sur peau nettoyée. Masser délicatement jusqu'à absorption complète. Usage régulier pour des résultats optimaux.

Résultats : teint visiblement plus clair et uniforme ; peau sensiblement hydratée, lisse et élastique ; réduction des taches pigmentaires et de vieillesse ; apparence éclatante et saine.

Contre-indications : usage externe uniquement ; sur peaux dépigmentées, associer une protection solaire quotidienne ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

MEGAPOLIS · ANTI-POLLUTION

Megapolis Universal Clean

MOUSSE NETTOYANTE · 150 ML · PEPTIDES 50 PPM · MOIST HA5



Mousse nettoyante universelle pensée pour les peaux fatiguées par la ville. Elle élimine en douceur le maquillage, les impuretés et les pollutions environnementales sans altérer le pH, tout en hydratant intensément grâce au complexe breveté Moist HA5.

— Ce qui rend ce produit unique

- Nettoyage doux sans agents abrasifs, respecte le pH cutané
- Moist HA5 : 5 formes d'acide hyaluronique pour une hydratation profonde
- Barrière renforcée par les peptides, la céramide NP et la lécithine
- Protection antioxydante contre le stress oxydatif urbain

— Actifs clés et leur action

- **Moist HA5** (5 formes d'acide hyaluronique) — hydratation multi-niveaux et rétention d'eau
- **Complexe peptidique 50 ppm** (sh-oligopeptide-1/-2, sh-polypeptide-1/-22) — régénération et fermeté
- **Céramide NP, lécithine** — renforcent la barrière et retiennent l'hydratation
- **Vitamine E, bêta-glucane, allantoiné, panthénol** — antioxydants, apaisants et régénérants

— Pour quel type de peau / indications

- Peaux urbaines stressées et exposées à la pollution
- Peau fatiguée, déshydratée ou au teint terne
- Tous types de peau, en nettoyage quotidien
- Peau sensible recherchant un nettoyage non desséchant
- Routine matin et soir avant les soins ciblés

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité de mousse sur peau humide du visage et du cou, masser délicatement 2 à 3 minutes, puis rincer abondamment à l'eau tiède. Matin et soir. Non adapté au démaquillage des yeux.

Résultats : peau propre, fraîche et hydratée sans tiraillement ; barrière cutanée restaurée ; grain de peau plus lisse ; traces de stress urbain atténuées.

Contre-indications : éviter le contour des yeux ; usage externe uniquement ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

MEGAPOLIS · ANTI-POLLUTION

Megapolis Thin iCream

NANO-CRÈME · 150 ML · PEPTIDES 600 PPM · AQUATIDE



Nano-crème universelle à la texture ultra-légère et à l'action multifonctionnelle. Sa nano-émulsion (~50 nm) fait pénétrer les actifs en profondeur pour protéger et régénérer les peaux soumises au stress urbain, avec une hydratation et un soin longue durée.

— Ce qui rend ce produit unique

- Texture légère à absorption rapide, sans résidu
- Actifs nano-encapsulés pour une restauration profonde de la peau stressée
- Protège des agressions environnementales et du stress oxydatif
- Améliore fermeté, élasticité et confort de la peau fatiguée

— Actifs clés et leur action

- **Aquatide** (heptasodium hexacarboxyméthyl dipeptide-12) — améliore la structure cutanée et soutient la synthèse de collagène
- **Squalane, céramide NP, beurre de karité, acide hyaluronique** — soin lipidique intense et barrière renforcée
- **Adénosine, allantoiné, panthénol, niacinamide, vitamine E** — régénèrent, apaisent et protègent
- **Aloe vera, hamamélis, argousier, Centella asiatica, houttuynia, coptis** — antioxydants et régénérants végétaux

— Pour quel type de peau / indications

- Peau urbaine stressée par la pollution et les UV
- Fatigue cutanée, teint terne, perte de fermeté
- Signes d'âge précoce et manque d'élasticité
- Peau sensible, sèche ou déshydratée
- Soin quotidien matin et soir, aussi après un soin esthétique

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité sur le visage et le cou nettoyés, masser délicatement jusqu'à absorption complète. Matin et soir.

Résultats : peau intensément hydratée et soignée ; élasticité et fermeté améliorées ; stress environnemental visiblement réduit ; barrière renforcée et protégée.

Contre-indications : usage externe uniquement ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

VITA FORCE · BAKUCHIOL

Vita Force Bakuchiol Cream

CRÈME · 50 ML · BAKUCHIOL 0,5 % · PEPTIDES 400 PPM



Crème revitalisante riche en vitamines à 0,5 % de bakuchiol, un analogue végétal doux du rétinol. Elle stimule la synthèse du collagène et réduit les rides sans provoquer de photosensibilité, ce qui la rend adaptée aux peaux sensibles intolérantes au rétinol.

— Ce qui rend ce produit unique

- Alternative végétale au rétinol, sans irritation ni photosensibilité
- Convient aux peaux sensibles, y compris grossesse et allaitement
- Éclat, élasticité et régénération dès les premières applications
- Action anti-taches et régulation du film de sébum

— Actifs clés et leur action

- **Bakuchiol 0,5 %** (Psoralea corylifolia) — stimule le collagène, réduit les taches, régule le sébum
- **Cuivre tripeptide-1, sh-oligopeptide-1** (complexe 400 ppm) — régénèrent, cicatrisent et renouvellent l'épiderme
- **Niacinamide, vitamine C stabilisée, vitamine E** — antioxydants, éclaircissants et anti-rides
- **Hyaluronate de sodium, adénosine, panthénol, karité, macadamia** — hydratation intense et barrière renforcée

— Pour quel type de peau / indications

- Prévention et correction des signes de l'âge
- Peau sensible intolérante au rétinol
- Teint terne, manque d'éclat et d'élasticité
- Taches pigmentaires et irrégularités du teint
- Peau en recherche de fermeté et de régénération, usage quotidien

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité sur le visage et le cou nettoyés, masser jusqu'à absorption. De préférence le soir ; utilisable matin et soir. Associer une protection solaire en journée.

Résultats : rides atténuées et grain de peau affiné ; éclat et élasticité renforcés ; taches pigmentaires estompées ; peau régénérée et souple.

Contre-indications : usage externe uniquement ; appliquer une protection solaire le jour ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

ALA FACTOR · ÉNERGIE CELLULAIRE & PDT

ALA Factor Energo Toner

TONIQUE · 100 ML · 5-ALA 0,1 % · PEPTIDES 300 PPM



Lotion énergisante qui ouvre la routine ALA Factor. Elle associe 5-ALA stabilisé, peptides, extraits végétaux et complexes d'acides aminés pour optimiser les fonctions cellulaires et augmenter la capacité d'adaptation de la peau. Idéale en entretien après une thérapie photodynamique (PDT), elle apporte élasticité immédiate, éclat sain et régénération.

— Ce qui rend ce produit unique

- 5-ALA à 0,1 % qui induit la protoporphyrine IX et active la formation d'oxygène singulet
- Peptides (oligopeptide-32) qui soutiennent régénération et fermeté
- Aloe vera, eau de rose et extraits de reishi et ganoderma qui apaisent et protègent
- Prépare et optimise la peau pour les étapes suivantes de la routine

— Actifs clés et leur action

- **5-ALA 0,1 % et peptides 300 ppm** — stimulent le renouvellement cellulaire après activation lumineuse
- **Extraits végétaux et fongiques** (aloe vera, eau de rose, reishi, ganoderma, réglisse) — apaisent, nourrissent, antioxydants
- **Hyaluronate de sodium, tréhalose, bétaine, urée** — stabilisent le taux d'hydratation
- **Niacinamide, acide ascorbique, inositol, adénosine** — protection cellulaire, fermeté, élasticité

— Pour quel type de peau / indications

- Pendant ou après des traitements PDT
- Peau fatiguée, terne ou déshydratée
- Premiers signes de vieillissement et perte de fermeté
- Peau à imperfections ou avec dyschromie post-inflammatoire
- Tous types de peau, en entretien quotidien

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés, masser délicatement jusqu'à absorption complète, puis poursuivre avec un sérum ou une crème.

Résultats : peau revitalisée, éclatante et plus ferme ; texture améliorée, moins de fatigue et de rougeurs ; régénération soutenue après la PDT ; barrière renforcée et teint uniforme.

Contre-indications : produit à base de 5-ALA (photosensibilisant) : éviter l'exposition solaire directe après application et appliquer une protection solaire ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

ALA FACTOR · ÉNERGIE CELLULAIRE & PDT

ALA Factor

SÉRUM · 25 ML · 5-ALA 5 % · PEPTIDES 250 PPM



Sérum photosensibilisant, cœur de la gamme ALA Factor dédiée à la thérapie photodynamique (PDT). L'acide 5-aminolévulinique stabilisé à 5 %, actif principal, induit la synthèse endogène de protoporphyrine IX qui, activée par la lumière, libère un oxygène actif à l'action thérapeutique intense. Il active le rajeunissement moléculo-cellulaire, améliore l'aspect des peaux acnéiques et renforce les défenses cutanées.

— Ce qui rend ce produit unique

- 5-ALA stabilisé à 5 %, concentration cœur de gamme, réservée au protocole professionnel de PDT
- Induit la protoporphyrine IX et la production d'oxygène singulet sous activation lumineuse
- Active le système de défense antioxydant propre à la peau et améliore la respiration cellulaire
- Action fortement anti-inflammatoire, ciblée sur les peaux acnéiques et matures

— Actifs clés et leur action

- **Acide 5-aminolévulinique 5 %** — photosensibilisant moderne, active la protoporphyrine IX
- **Peptides 250 ppm** — favorisent la régénération et renforcent la peau
- **Antioxydants** — protègent du stress oxydatif généré pendant la séance
- **Agents hydratants** — soutiennent la barrière cutanée pendant et après le soin

— Pour quel type de peau / indications

- Protocoles professionnels de PDT (LED ou laser)
- Peaux acnéiques et sujettes aux inflammations
- Peaux matures et ternes
- Signes de vieillissement cutané
- Peau nécessitant un renforcement des défenses

— Mode d'emploi & résultats

Application : réservé à l'usage professionnel : appliquer selon le protocole de PDT, sur peau nettoyée, avant l'exposition LED ou laser. Respecter le temps de pose et l'activation lumineuse prévus par le protocole.

Résultats : rajeunissement cellulaire de la peau ; réduction des inflammations ; amélioration de l'aspect des peaux acnéiques ; renforcement des fonctions protectrices de la peau.

Contre-indications : usage professionnel uniquement, dans le cadre d'un protocole PDT. Actif photosensibilisant à forte concentration : après application, éviter impérativement toute exposition solaire ou lumineuse directe non contrôlée et protéger la peau (évitance solaire, protection solaire) ; ne pas appliquer sur peau lésée ; déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant.

ALA FACTOR · ÉNERGIE CELLULAIRE & PDT

ALA Factor Energo Mist

BRUME · 150 ML · 5-ALA 0,5 % · PEPTIDES 200 PPM



Brume énergisante ultra-légère qui hydrate et efface les sensations de sécheresse tout au long de la journée. Elle se diffuse en nuage rafraîchissant et apporte une forte protection antioxydante contre les rayonnements d'écran et les agressions environnementales. Peut se vaporiser sur le maquillage, en entretien après PDT ou en usage quotidien.

— Ce qui rend ce produit unique

- Texture spray ultra-légère pour une sensation de fraîcheur immédiate
- Hydratation instantanée et atténuation des tiraillements
- Forte protection antioxydante contre la lumière bleue et la pollution
- S'applique sur le maquillage, effet matifiant et frais

— Actifs clés et leur action

- **Chlorure d'acide aminolévulinique (5-ALA 0,5 %)** — soutient l'énergie et le renouvellement cellulaire
- **Cuivre tripeptide-1, sélénium, sulfate de zinc** — régénérants et protecteurs antioxydants
- **Mushroom Complex** (trémelle, shiitaké, phellinus) — hydratation et défense antioxydante
- **Herbal Complex** (rose de Damas, pivoine, réglisse, mûrier blanc) — apaisent et protègent

— Pour quel type de peau / indications

- Tous types de peau, en journée
- Sécheresse, fatigue et teint terne
- Personnes fréquemment exposées aux écrans
- Entretien et confort après PDT
- Pour rafraîchir ou fixer le maquillage

— Mode d'emploi & résultats

Application : bien agiter avant emploi, vaporiser uniformément sur le visage à 5 à 10 cm de distance. S'applique sur le maquillage. Renouveler dans la journée selon les besoins.

Résultats : peau immédiatement hydratée, fraîche et protégée ; sensation de fatigue atténuée ; confort cutané et fermeté accrus.

Contre-indications : produit à base de 5-ALA (photosensibilisant) ; limiter l'exposition solaire directe après application et associer une protection solaire en journée ; éviter le contour des yeux lors de la vaporisation ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

ALA FACTOR · ÉNERGIE CELLULAIRE & PDT

ALA Factor Energo Cream

CRÈME · 50 ML · 5-ALA 1 % · PEPTIDES 900 PPM



Crème active énergisante à 1 % de 5-ALA stabilisé et 900 ppm d'oligopeptide-32, la plus riche de la gamme. Elle active l'énergie cellulaire, favorise la régénération et redonne de la fraîcheur à la peau. Elle hydrate intensément, renforce la barrière cutanée et assure des effets durables en soin post-PDT comme en usage quotidien.

— Ce qui rend ce produit unique

- 5-ALA à 1 % qui induit la protoporphyrine IX et la formation d'oxygène singulet
- 900 ppm de peptides, la teneur la plus élevée de la gamme, pour régénération et fermeté
- Huiles de karité et jojoba et champignons médicinaux (reishi, ganoderma) qui nourrissent et protègent
- Texture riche qui scelle l'hydratation et renforce durablement la barrière

— Actifs clés et leur action

- **5-ALA 1 % et peptides 900 ppm** — activent l'énergie cellulaire après exposition lumineuse
- **Beurre de karité, huile de jojoba, reishi, ganoderma** — nourrissants et antioxydants
- **Hyaluronate de sodium, tréhalose, urée, bêtaïne** — hydratation durable et barrière renforcée
- **Niacinamide, acide ascorbique, tocophéryle, adénosine** — protection et régénération

— Pour quel type de peau / indications

- Pendant ou après des traitements PDT
- Peau fatiguée, terne ou déshydratée
- Peau à imperfections ou après une poussée d'acné
- Peau relâchée à fonction barrière affaiblie
- Tous types de peau, en soin nourrissant

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés, masser délicatement jusqu'à absorption complète. Idéale en soin post-PDT ou en usage quotidien.

Résultats : peau revitalisée, ferme et à l'aspect sain ; texture affinée, moins de fatigue et de rougeurs ; régénération accélérée après la PDT ; barrière renforcée, teint uniforme et tiraillements atténués.

Contre-indications : produit à base de 5-ALA (photosensibilisant) : éviter l'exposition solaire directe après application et appliquer une protection solaire ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

ALA FACTOR · ÉNERGIE CELLULAIRE & PDT

ALA Factor Energo Emulsion

ÉMULSION · 100 ML · 5-ALA 1 % · PEPTIDES 700 PPM



Émulsion énergisante multifonctionnelle à 1 % de 5-ALA stabilisé et 700 ppm de peptides. Sa texture fluide stimule l'énergie cellulaire, optimise la fonction des cellules et augmente les capacités d'adaptation de la peau. Elle apporte une hydratation énergisante au quotidien et favorise des effets durables après la PDT.

— Ce qui rend ce produit unique

- 5-ALA à 1 % qui induit la protoporphyrine IX et active l'oxygène singulet
- Texture fluide multifonctionnelle qui pénètre vite, idéale pour les peaux normales à mixtes
- Peptides (oligopeptide-32) qui soutiennent régénération, fermeté et aspect cutané
- Extraits végétaux et fongiques qui nourrissent et protègent sans effet gras

— Actifs clés et leur action

- **5-ALA 1 % et peptides 700 ppm** — activent le métabolisme cellulaire et la régénération
- **Extraits végétaux et fongiques** (aloe, eau de rose, karité, jojoba, ganoderma, reishi) — apaisants et antioxydants
- **Hyaluronate de sodium, tréhalose, urée, bétaine** — hydratation intense
- **Niacinamide, acide ascorbique, inositol, adénosine** — améliorent la structure cutanée et protègent

— Pour quel type de peau / indications

- Pendant ou après des traitements PDT
- Peau fatiguée, terne ou déshydratée
- Premiers signes de l'âge et relâchement cutané
- Peau sensible ou sujette aux irritations
- Tous types de peau, en soin léger quotidien

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés, masser délicatement jusqu'à absorption complète. Idéale en soin post-PDT ou en usage quotidien.

Résultats : peau énergisée, éclatante et résistante ; structure améliorée, moins de fatigue visible ; régénération accélérée après la PDT ; barrière renforcée, teint uniforme, rougeurs et sensibilité atténuées.

Contre-indications : produit à base de 5-ALA (photosensibilisant) ; éviter l'exposition solaire directe après application et appliquer une protection solaire ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

ALA FACTOR · ÉNERGIE CELLULAIRE & PDT

Photo Factor 100% Hydrogel Mask

MASQUE HYDROGEL · FEUILLE · PEPTIDES NANO-ENCAPSULÉS 550 PPM



Masque hydrogel professionnel conçu pour un usage en thérapie photodynamique (PDT). Sa base 100 % hydrogel et sa technologie de photoporation amplifient la pénétration des peptides et actifs nanoencapsulés sous l'effet de la lumière. Il hydrate intensément, apaise la peau, renforce la barrière et favorise la régénération pendant et après le traitement.

— Ce qui rend ce produit unique

- Base 100 % hydrogel qui épouse la peau et stocke les actifs en les stabilisant
- Technologie de photoporation qui renforce l'absorption des actifs lors des séances LED/laser
- 550 ppm de peptides nano-encapsulés pour un bénéfice anti-âge et régénérant
- Effet rafraîchissant et apaisant pendant et après la PDT

— Actifs clés et leur action

- **Complexe peptidique 550 ppm** (tripeptide-1, cuivre tripeptide-1, acétyl-tétrapeptides, hexapeptides) — régénération, fermeté, élasticité
- **Acides aminés** (arginine, glycine, alanine, sérine, proline) — nourrissent et soutiennent la régénération
- **Niacinamide, resvératrol, collagène hydrolysé** — renforcent les vaisseaux, régulent le pH, favorisent la fermeté
- **Hyaluronate de sodium, bêta-glucane, bétaine** — hydratation profonde et renforcement de la barrière

— Pour quel type de peau / indications

- Pendant ou après un traitement PDT
- Peau sensible, irritée et déshydratée
- Peau mature ayant besoin de régénération
- Barrière affaiblie après procédures dermatologiques
- Tous types de peau, en soin apaisant post-soin

— Mode d'emploi & résultats

Application : retirer le film protecteur, poser le masque sur peau nettoyée et l'ajuster. Laisser agir 20 à 30 minutes pendant l'exposition LED ou laser, retirer délicatement puis poursuivre avec un sérum ou une crème.

Résultats : soin PDT confortable et sans irritation ; absorption optimale des actifs ; hydratation intense et apaisement ; rougeurs et sensibilité réduites ; peau plus ferme, soignée et lumineuse.

Contre-indications : masque à usage professionnel, conçu pour accompagner la PDT ; éviter la peau lésée ou en inflammation active ; usage unique ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

CONCENTRÉS · SÉRUMS CIBLÉS

Reju-Wrinkle Concentrate

CONCENTRÉ · 20 ML · PEPTIDES 3000 PPM · EFFET ANTI-RIDES « BOTOX-LIKE »



Concentré anti-âge ciblé à très haute charge en peptides (3000 ppm) pour le rajeunissement profond des peaux matures. Il lisse les rides d'expression et les rides liées à l'âge, hydrate intensément et raffermi, tout en éclaircissant et unifiant le teint.

— Ce qui rend ce produit unique

- 3000 ppm de peptides pour une action anti-rides intensive
- Effet « botox-like » sans injection, sur les rides d'expression
- Réduit visiblement la profondeur des rides horizontales et verticales
- Revitalise les peaux fatiguées, stressées et ternes

— Actifs clés et leur action

- **Argireline (acétylhexapeptide-8)** — réduit les contractions musculaires responsables des rides
- **Wrinkle-Free J316 (hexapeptide-61), cuivre tripeptide-1** — lissent et relancent le renouvellement cutané
- **Mélanostatine (nonapeptide-1), adénosine** — éclaircissent les taches et stimulent le métabolisme cellulaire
- **Triple M Complex, hyaluronate de sodium, bêta-glucane, tréhalose** — régénèrent, hydratent et renforcent la barrière

— Pour quel type de peau / indications

- Peau mature, stressée ou fatiguée
- Rides d'expression et rides profondes installées
- Perte de fermeté et relâchement
- Teint terne et texture irrégulière
- Cures anti-âge intensives en institut ou à domicile

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer 1 à 2 ml de concentré sur le visage, le contour des yeux et le cou, puis masser jusqu'à absorption. Ne pas rincer. En institut, en association avec méthodes appareillées ou massage ; à domicile, matin et soir en dernière étape du soin.

Résultats : réduction visible des rides ; peau hydratée, raffermie et éclatante ; teint plus uniforme et texture améliorée ; effet « botox-like » sans piqûre.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter la peau lésée et le pourtour immédiat de l'œil ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

CONCENTRÉS · SÉRUMS CIBLÉS

Red-Calming Concentrate

CONCENTRÉ · 20 ML · PEPTIDES 3000 PPM · APAISANT ET FORTIFIANT



Concentré apaisant à très haute charge en peptides (3000 ppm), développé pour les peaux sensibles, réactives et irritées, en cas de rougeurs, sécheresse et démangeaisons. Il renforce la jonction dermo-épidermique, accélère la cicatrisation des microlésions et restaure le confort cutané.

— Ce qui rend ce produit unique

- 3000 ppm de peptides pour une action apaisante et fortifiante
- Renforce les jonctions cellulaires et double le nombre d'hémidesmosomes
- Soutient la cicatrisation des microlésions et le post-soin esthétique
- Stimule la synthèse de collagène et d'élastine

— Actifs clés et leur action

- **Sérilesine (acétylhéxapeptide-10)** — renforce la jonction entre derme et épiderme
- **Cuivre tripeptide-1, mélanostatine (nonapeptide-1)** — régénèrent, réduisent les rougeurs et unifient le teint
- **Extrait de camomille, extrait de saule blanc** — apaisants et anti-inflammatoires doux
- **Triple M Complex, hyaluronate de sodium, bêta-glucane, tréhalose** — hydratent et régénèrent la barrière cutanée

— Pour quel type de peau / indications

- Peau sensible, réactive et sujette aux rougeurs
- Démangeaisons, tiraillements et inconfort cutané
- Peau irritée ou en post-soin esthétique
- Microlésions à cicatriser
- Peaux fragilisées cherchant à retrouver leur résistance

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer 1 à 2 ml de concentré sur le visage, le contour des yeux et le cou, puis masser jusqu'à absorption. Ne pas rincer. En institut, en association avec méthodes appareillées ou massage ; à domicile, matin et soir en dernière étape du soin.

Résultats : peau apaisée, hydratée et renforcée ; réduction des irritations et des sensations de tiraillement ; teint plus uniforme ; peau plus résistante aux agressions extérieures.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter la peau lésée et le pourtour immédiat de l'œil ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

CONCENTRÉS · SÉRUMS CIBLÉS

Mela-Bright Concentrate

CONCENTRÉ · 20 ML · PEPTIDES 3000 PPM · GLUTATHION ET NIACINAMIDE



Concentré éclaircissant fortement antioxydant, au glutathion et à 3000 ppm de peptides, destiné à l'hyperpigmentation et à l'unification du teint. Il inhibe la tyrosinase au niveau enzymatique et neutralise les radicaux libres impliqués dans la formation de la mélanine.

— Ce qui rend ce produit unique

- Inhibition de la synthèse de mélanine au niveau enzymatique
- Action ciblée sur taches pigmentaires et marques post-acné
- Protection antioxydante contre les UV et le stress environnemental
- 3000 ppm de peptides pour régénérer et renforcer la barrière

— Actifs clés et leur action

- **Glutathion** — puissant antioxydant, inhibe la tyrosinase
- **Nonapeptide-1, acide tranexamique, niacinamide** — réduisent la production de mélanine et l'inflammation, unifient le teint
- **Cuivre tripeptide-1, acétylhexapeptide-8** — stimulent la régénération et détendent les rides d'expression
- **Bêta-glucane, α-bisabolol, extraits de myrte et de capucine** — apaisent, renforcent la barrière et régulent le sébum

— Pour quel type de peau / indications

- Hyperpigmentation, mélasma et taches post-acné
- Peau grise, terne ou marquée par le soleil
- Taches de vieillesse et dégâts UV
- Teint irrégulier à unifier
- Programmes d'éclaircissement et de retour à l'éclat

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer 1 à 2 ml de concentré sur le visage, le contour des yeux et le cou, puis masser jusqu'à absorption. Ne pas rincer. En institut, en association avec méthodes appareillées ou massage ; à domicile, matin et soir en dernière étape du soin.

Résultats : peau visiblement plus claire et uniforme ; réduction des taches et décolorations ; teint éclatant et apparence plus saine ; protection contre le stress oxydatif et les nouvelles taches.

Contre-indications : usage externe uniquement ; renforcer la protection solaire pendant la cure ; éviter la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

CONCENTRÉS · SÉRUMS CIBLÉS

Hair Growth Concentrate

CONCENTRÉ CUIR CHEVELU · 20 ML · PEPTIDES 3000 PPM · PEPTIDES DE CUIVRE ET ACTIFS VÉGÉTAUX



Concentré cuir chevelu cliniquement testé, aux peptides de cuivre, bêta-glucane et 16 actifs végétaux, à 3000 ppm de peptides. Il favorise de façon prouvée la formation de nouveaux cheveux, améliore la densité capillaire et renforce le cuir chevelu, sans réactions allergiques.

— Ce qui rend ce produit unique

- Active les follicules pileux dormants et cible la pousse
- Épaissit le cheveu jusqu'à 89 %, efficacité cliniquement prouvée
- Effet menthol rafraîchissant qui revitalise le cuir chevelu
- Puissant complexe de 16 actifs végétaux, sans allergène connu

— Actifs clés et leur action

- **Cuivre tétrapeptide-52, cuivre tripeptide-1** — favorisent la régénération cellulaire et la pousse
- **Niacinamide, panthénol, menthol** — stimulent la microcirculation et revitalisent le cuir chevelu
- **Ferment de lactobacillus, bêta-glucane, α-bisabolol** — soutiennent un microbiome sain et apaisent
- **Huiles de jojoba, camélia et noix, extraits d'eclipta, ortie, rhubarbe** — nourrissent et fortifient le cheveu

— Pour quel type de peau / indications

- Chute de cheveux, affinement et perte de volume
- Suites de changements hormonaux ou de stress
- Alopécie et ralentissement de la pousse
- Hommes et femmes de tout âge
- Cuir chevelu sensible en recherche de densité

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer 1 à 2 ml de concentré sur le cuir chevelu et masser pour bien répartir. Ne pas rincer. En institut, en association avec méthodes appareillées ou massage ; à domicile, quotidiennement matin et soir.

Résultats : cheveux plus nombreux et plus forts ; follicules activés et vitalisés ; structure capillaire visiblement plus dense ; chute réduite ; cuir chevelu frais et équilibré.

Contre-indications : usage externe, cuir chevelu uniquement ; éviter le contact avec les yeux et la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

ADAPTIVE SKIN · MICROBIOME & BARRIÈRE

Adaptive Skin Detox Mask

MASQUE · 250 ML · PEPTIDES 300 PPM · ALGUES & PROBIOTIQUES



Masque détox aux algues et peptides qui nettoie et tonifie la peau en douceur, affine les pores et unifie le teint. Il apporte vitamines et oligo-éléments, atténue les gonflements et procure un aspect frais et raffermi, tout en restaurant le microbiome et le film hydrolipidique.

— Ce qui rend ce produit unique

- Forte concentration en peptides (300 ppm) qui stimule la régénération
- Algues (spiruline, laminaire) nourrissantes et reminéralisantes
- Restaure le microbiome et rééquilibre le pH cutané
- Texture gel à absorption rapide, facile à rincer

— Actifs clés et leur action

- **Complexe peptidique** (complexe Triple M, cuivre tripeptide-1) — régénération, raffermissement, renforcement
- **Extraits d'algues** (spiruline, laminaire) — nourrissent et apportent vitamines et minéraux
- **Ferments prébiotiques/probiotiques** (Saccharomyces, Lactobacillus, Galactomyces) — restaurent la microflore
- **Bêta-glucane, acide hyaluronique, vitamine C stabilisée** — apaisent, hydratent et unifient le teint

— Pour quel type de peau / indications

- Peau terne, fatiguée et déshydratée
- Pores dilatés et texture irrégulière
- Peau sensible ou irritée après soin esthétique
- Gonflements et teint irrégulier
- Tous types de peau, en cure détox

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une fine couche sur peau nettoyée, en évitant le contour des yeux. Laisser poser 15 minutes puis rincer à l'eau tiède. 1 à 2 fois par semaine.

Résultats : peau fraîche, raffermie et hydratée ; gonflements réduits et teint unifié ; pores affinés, peau douce et sans irritation ; barrière protectrice renforcée.

Contre-indications : éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

ADAPTIVE SKIN · MICROBIOME & BARRIÈRE

Adaptive Skin Probio Toner

TONIQUE · 250 ML · PROBIOTIQUES 300 PPM · BÊTA-GLUCANE 2000 PPM



Lotion probiotique hautement concentrée à l'action de sérum, bâtie sur un complexe de ferments et une haute dose de bêta-glucane (2000 ppm). Elle stabilise le microbiome, restaure la barrière cutanée et renforce l'immunité de la peau, tout en rétablissant l'équilibre hydrique et en apaisant les peaux irritées.

— Ce qui rend ce produit unique

- Complexe probiotique qui rééquilibre la flore cutanée
- Bêta-glucane à haute dose (2000 ppm) qui renforce les défenses
- Micro-acide hyaluronique pour une hydratation profonde et durable
- Multifonctionnelle : lotion, essence et étape de régénération en un produit

— Actifs clés et leur action

- **Ferments probiotiques et prébiotiques** (Galactomyces, Lactobacillus, Bifida) — stabilisent le microbiome
- **Bêta-glucane** (2000 ppm) — apaise, protège et régénère la barrière
- **Acide hyaluronique de bas poids moléculaire, panthénol** — hydratent en profondeur et réparent
- **Complexe d'acides aminés, acétylhexaséptide-8** — renforcent la structure et lissent la peau

— Pour quel type de peau / indications

- Microbiome déséquilibré et barrière fragilisée
- Peau sensible et réactive, rougeurs et inflammations
- Peau sèche et déshydratée
- Peau après soins esthétiques (peelings, laser)
- Tous types de peau, matin et soir

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer sur le visage nettoyé à l'aide d'un coton ou directement avec les mains, matin et soir, avant le sérum et la crème.

Résultats : peau apaisée, hydratée et régénérée ; protection cutanée renforcée et irritations réduites ; sécheresse et rougeurs atténuées ; meilleure efficacité des soins appliqués ensuite.

Contre-indications : suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

ADAPTIVE SKIN · MICROBIOME & BARRIÈRE

Adaptive Skin Probio Emulsion

ÉMULSION · 100 / 150 ML · PROBIOTIQUES 300 PPM · BÊTA-GLUCANE 2000 PPM



Émulsion probiotique intensément nourrissante à haute teneur en bêta-glucane (2000 ppm).

Elle rééquilibre le microbiome, active la formation de collagène et favorise la régénération cellulaire. Texture fluide qui hydrate en profondeur, protège la barrière et assure un teint sain et lumineux toute la journée.

— Ce qui rend ce produit unique

- Peptides à 300 ppm qui favorisent régénération et élasticité
- Bêta-glucane à haute dose (2000 ppm) qui renforce la barrière et apaise
- Acide hyaluronique et panthénol pour une hydratation profonde
- Texture fluide, base idéale avant un traitement appareillé

— Actifs clés et leur action

- **Complexe peptidique** (Wrinkle-Free J316, Triple M Complex, cuivre tripeptide-1) — régénération, fermeté, élasticité
- **Bêta-glucane** (2000 ppm) — hydratation intense, apaise et renforce la barrière
- **Ferments probiotiques** (Saccharomyces, Lactobacillus, Aspergillus, Galactomyces) — rééquilibrent le microbiome
- **Acide hyaluronique, panthénol, céramide NP, beurre de karité** — nourrissent, lissent et réparent

— Pour quel type de peau / indications

- Barrière fragilisée et microbiome déséquilibré
- Peau sèche et déshydratée
- Peau sensible, sujette aux irritations
- Peau après soins esthétiques (peelings, laser)
- Tous types de peau, matin et soir

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés, masser délicatement jusqu'à absorption complète. Peut servir de base avant un traitement appareillé.

Résultats : peau hydratée en profondeur et souple ; barrière hydrolipidique renforcée et sensibilité réduite ; teint uniforme et sain ; élasticité améliorée et meilleure absorption des soins suivants.

Contre-indications : suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

ADAPTIVE SKIN · MICROBIOME & BARRIÈRE

Adaptive Skin Probio Cream

CRÈME · 50 ML · PROBIOTIQUES 500 PPM · BÊTA-GLUCANE 3000 PPM · PEPTIDES 500 PPM



Crème de soin riche au complexe prébiotique et probiotique et à très haute concentration en bêta-glucane (3000 ppm). Elle rééquilibre la microflore, restaure la barrière cutanée et stabilise l'immunité de la peau. Idéale pour les peaux sèches, sensibles ou irritées, en particulier après un soin, elle apporte fraîcheur et confort toute la journée.

— Ce qui rend ce produit unique

- Très haute dose de bêta-glucane (3000 ppm) pour hydratation et protection
- Prébiotiques (500 ppm) qui stabilisent la flore et renforcent sa résilience
- Peptides (500 ppm) qui régénèrent et raffermissent la peau
- Texture riche qui restaure durablement le film hydrolipidique

— Actifs clés et leur action

- **Complexe peptidique** (Triple M Complex, cuivre tripeptide-1) — régénération, fermeté et élasticité
- **Bêta-glucane** (3000 ppm) — hydrate et renforce fortement la barrière cutanée
- **Prébiotiques** (500 ppm, complexe de ferments) — soutiennent le microbiome et l'immunité cutanée
- **Acide hyaluronique, panthénol, vitamine E, complexe Dermaflux** — hydratation profonde et protection antioxydante

— Pour quel type de peau / indications

- Barrière fragilisée et microbiome déséquilibré
- Peau sèche et déshydratée
- Peau sensible, sujette aux irritations
- Peau après soins cosmétiques (peelings, laser)
- Tous types de peau, matin et soir

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés, masser délicatement jusqu'à absorption complète. Peut aussi s'utiliser après un traitement appareillé.

Résultats : peau hydratée en profondeur, apaisée et plus lisse ; film hydrolipidique renforcé et irritations réduites ; teint uniforme et fermeté accrue ; sécheresse et sensibilité atténuées.

Contre-indications : suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant ; usage externe uniquement.

HAIR GENESIS · CAPILLAIRE

Hair Genesis Black Garlic Shampoo

SHAMPOING · 500 ML · VEGAN · AIL NOIR FERMENTÉ



Shampooing fortifiant à l'extrait d'ail noir fermenté, sans odeur d'ail. Il nettoie en profondeur mais en douceur, stimule la pousse, renforce les racines et régule le sébum, tout en nourrissant le cheveu jusqu'aux pointes pour plus de brillance et d'élasticité.

— Ce qui rend ce produit unique

- Ail noir fermenté riche en soufre, vitamines et calcium
- Nettoyage doux qui ne dessèche pas, sans odeur d'ail
- Combat les pellicules et régule le film lipidique
- Convient à tous types de cheveux, y compris fins et abîmés

— Actifs clés et leur action

- **Extrait d'ail noir fermenté** (filtrat de ferment d'*Allium sativum*) — active la circulation, soutient la pousse et réduit la chute
- **Extraits de soja, sésame, laminaire, undaria, aronia** — nutriments végétaux qui soignent, hydratent et fortifient
- **Acide 5-aminolévulinique (5-ALA) et vitamine C** — stimulent la régénération et protègent du stress oxydatif
- **Menthol et panthénol** — apaisent, rafraîchissent le cuir chevelu et favorisent la régénération

— Pour quel type de peau / indications

- Chute et affinement des cheveux
- Cuir chevelu sensible ou sujet aux pellicules
- Manque de densité, cheveux affaiblis ou cassants
- Cheveux ayant subi coloration, chaleur ou agressions
- Tous types de cheveux, en usage quotidien

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer sur cheveux et cuir chevelu mouillés, masser délicatement 1 à 2 minutes, puis rincer abondamment à l'eau tiède. Répéter si besoin. Convient à un usage quotidien ou tous les deux jours.

Résultats : cheveux renforcés et chute réduite ; brillance et douceur retrouvées ; moins de casse et de fourches ; cuir chevelu frais et structure capillaire améliorée.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

HAIR GENESIS · CAPILLAIRE

Hair Genesis Growth Stimulator

SPRAY CUIR CHEVELU · 140 ML · SANS RINÇAGE · PEPTIDES 300 PPM



Spray léger sans rinçage, hautement concentré en peptides brevetés et extraits botaniques, à vaporiser directement sur le cuir chevelu. Il stimule la microcirculation, soutient la vitalité des follicules et densifie le cheveu, chez l'homme comme chez la femme.

— Ce qui rend ce produit unique

- Formule concentrée à 300 ppm de peptides brevetés
- Prolonge la phase anagène et raccourcit la phase télogène
- Effet densifiant et stimulation de nouveaux follicules
- Application quotidienne sans rinçage, unisexe

— Actifs clés et leur action

- **Complexe HairGenesis 1.1™ au cuivre tripeptide-1** (300 ppm) — active les follicules et la biosynthèse des protéines
- **Bêta-glucane et enzymes de Lactobacillus** — soutiennent la barrière et le microbiome du cuir chevelu
- **Niacinamide, panthénol et extraits végétaux** (rhubarbe, camélia, jojoba, argousier, avocat, aloe vera) — soin et régénération
- **Acide glycolique, ectoïne et menthol** — améliorent le métabolisme cellulaire et stimulent la circulation

— Pour quel type de peau / indications

- Chute de cheveux et manque de densité
- Cuir chevelu affaibli, sec, irrité ou séborrhéique
- Alopécie androgénétique, diffuse ou focale
- Programme de soin capillaire ou usage isolé
- Homme et femme, pour densifier et renforcer

— Mode d'emploi & résultats

Application : vaporiser le long des racines par zones sur le cuir chevelu, masser légèrement jusqu'à absorption complète, ne pas rincer. Utiliser 1 à 2 fois par jour ou tous les deux jours ; durée de cure recommandée : 3 mois.

Résultats : chute nettement réduite ; croissance stimulée et chevelure plus dense ; cheveux vigoureux et élastiques ; cuir chevelu apaisé et follicules régénérés.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux et toute plaie du cuir chevelu ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

HAIR GENESIS · CAPILLAIRE

Hair Genesis Oil Essence

HUILE-ESSENCE · 100 ML · VEGAN · PEPTIDES 100 PPM



Essence huileuse nourrissante enrichie en acides gras, lipides et complexe peptidique. Elle forme un film protecteur sur le cheveu, fixe l'hydratation, lisse la structure et apporte brillance, tout en protégeant des agressions extérieures. Particulièrement recommandée après coloration ou permanente.

— Ce qui rend ce produit unique

- Film protecteur qui préserve l'hydratation et la brillance
- Restaure la structure des cheveux colorés et abîmés
- Réduit la casse et les fourches
- Combinable avec les autres soins Hair Genesis

— Actifs clés et leur action

- **5-ALA + vitamine C (0,7 %)** — favorisent la pousse et luttent contre la chute
- **Cuivre tripeptide-1 et peptide de soie hydrolysé** — complexe peptidique à 100 ppm, réparateur
- **Huiles naturelles** (olive, tournesol, ricin) — soin, protection et hydratation
- **Resvératrol, vitamine E et 8 extraits végétaux** — antioxydants, apaisants et protecteurs

— Pour quel type de peau / indications

- Cheveux colorés et abîmés
- Sécheresse et casse
- Protection contre la chaleur du coiffage et les UV
- Régénération après traitements chimiques
- Structure capillaire abîmée, en cas de chute

— Mode d'emploi & résultats

Application : après le shampoing, appliquer quelques gouttes sur cheveux humides et laisser sécher complètement. Réappliquer si besoin sur cheveux secs pour un soin et un éclat supplémentaires. Idéale en association avec les autres produits Hair Genesis.

Résultats : soin en profondeur, brillance éclatante et cheveux souples ; structure améliorée et moins de fourches ; cheveux sains, faciles à coiffer et sans électricité statique.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

HAIR GENESIS · CAPILLAIRE

Hair Genesis Peptide Shampoo

SHAMPOING · 300 ML · VEGAN · PEPTIDES 30 PPM



Shampooing pauvre en sulfates aux peptides, contre la chute de cheveux. Il nettoie en douceur, nourrit intensément et protège cuir chevelu et cheveux des agressions environnementales, tout en restaurant le microbiome et le pH naturel du cuir chevelu.

— Ce qui rend ce produit unique

- Nettoyage profond sans sulfates, tout en douceur
- Réduit la chute pour une chevelure renforcée
- Restaure le microbiome et le pH du cuir chevelu
- Idéal en usage quotidien pour cuir chevelu sensible

— Actifs clés et leur action

- **HairGenesis 1.1™ et cuivre tripeptide-1** — complexe peptidique breveté (30 ppm), stimule collagène et élastine
- **Enzymes de Lactobacillus et Aspergillus** — soutiennent le microbiome du cuir chevelu
- **Panthénol et hyaluronate de sodium** — soin hydratant intense
- **Phyto Complex 25** (angélique, camélia, curcuma, eclipta, ginseng, huile de café) — antioxydant, nourrissant, régénérant

— Pour quel type de peau / indications

- Chute et affinement des cheveux
- Cuir chevelu sensible, sec ou fragile
- Séborrhée, pellicules ou après traitements chimiques
- Régénération après soleil, eau de mer ou coiffage fréquent
- Tous types de cheveux, en usage quotidien

— Mode d'emploi & résultats

Application : bien mouiller cheveux et cuir chevelu, faire mousser 2 à 5 ml dans les mains et masser délicatement 1 à 2 minutes (jusqu'à 5 minutes en cas de forte pollution), puis rincer soigneusement. Convient à un usage quotidien, en institut ou à domicile.

Résultats : cheveux propres, nourris et protégés ; chute réduite et structure renforcée ; cuir chevelu apaisé, sans démangeaisons ni irritations ; cheveux forts et résistants.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

HAIR GENESIS · CAPILLAIRE

Hair Genesis Peptide Treatment

MASQUE-BAUME · 300 ML · PEPTIDES 200 PPM



Masque-baume de soin en profondeur au complexe peptidique breveté HairGenesis 1.1™, huiles nourrissantes et phytoactifs. Il agit à la fois sur le cuir chevelu et sur la longueur : soin, régénération et stimulation de la pousse, même en conditions de stress (UV, chlore, chaleur, coiffage).

— Ce qui rend ce produit unique

- Double usage : baume rapide (3 à 5 min) ou masque intensif (20 min)
- Apporte volume et corps sans alourdir le cheveu
- Démêlage facile et réduction de l'électricité statique
- Favorise la microcirculation et nourrit les follicules

— Actifs clés et leur action

- **HairGenesis 1.1™** — complexe peptidique breveté à 200 ppm
- **Cuivre tripeptide-1 et cuivre tétrapeptide-52** — régénération cellulaire et action antioxydante
- **Huiles de camélia du Japon et d'onagre** — antioxydantes, anti-inflammatoires et nourrissantes
- **Vitamine E, hyaluronate de sodium, urée, panthénol, céramides, polyquaternium-10** — fixation de l'hydratation, barrière renforcée et effet conditionneur

— Pour quel type de peau / indications

- Cheveux secs, abîmés ou colorés
- Cuir chevelu sujet à la chute, aux pellicules ou à la séborrhée
- Après soleil, gel, chlore, coiffage ou traitements chimiques
- Manque de force et de densité
- Amélioration de la structure et stimulation de la pousse

— Mode d'emploi & résultats

Application : après le shampoing, appliquer sur cheveux et cuir chevelu. En baume : laisser agir 3 à 5 minutes puis rincer. En masque : laisser agir 20 minutes puis rincer. Idéal 3 à 4 fois par semaine. Une sensation de chaleur passagère, caractéristique des peptides, est normale.

Résultats : cheveux souples, brillants et profondément nourris ; chute réduite et follicules stimulés, volume visible ; démêlage facile sans électricité statique ; cuir chevelu sain et bien irrigué.

Contre-indications : usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

HAIR GENESIS · CAPILLAIRE

Hair Genesis Pre-Treatment Special Cleanser

SOIN PRÉ-SHAMPOING · 300 ML · VEGAN · PEPTIDES 50 PPM · AHA/BHA



Exfoliant détoxifiant pré-traitement pour le cuir chevelu, à base de complexe AHA/BHA et de peptides. Il nettoie en profondeur le cuir chevelu et les ouvertures folliculaires, régule le sébum et la séborrhée, soutient le microbiome et prépare à l'application du masque Hair Genesis Peptide Treatment.

— Ce qui rend ce produit unique

- Exfoliation intense mais douce du cuir chevelu
- Régule le sébum, prévient pellicules et hyperkératose
- Améliore l'absorption des actifs des autres soins Hair Genesis
- Étape professionnelle de préparation avant masque ou soin

— Actifs clés et leur action

- **Complexe AHA/BHA** (acide lactique 10 %, acide glycolique 5 %) — exfoliation douce et régulation du sébum
- **Salicylates d'écorce de saule** — comédolytiques, antimicrobiens et anti-inflammatoires
- **Papaïne** (extrait de papaye) — élimine les cellules mortes et régule l'équilibre hydrique
- **HairGenesis 1.1 + cuivre tripeptide-1** — renforcent les follicules et soutiennent la nouvelle pousse

— Pour quel type de peau / indications

- Cuir chevelu encombré, follicules obstrués
- Pellicules et excès de sébum
- Hyperkératose et cuir chevelu tendu
- Préparation avant un masque ou un soin dermatologique
- Chute de cheveux, pour favoriser la repousse

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer directement sur le cuir chevelu, le long de la raie, avec un coton ou un applicateur, sans toucher les longueurs. Sur cuir chevelu sec : laisser agir environ 15 minutes puis rincer avec le shampoing Hair Genesis. Terminer par le masque Hair Genesis Peptide Treatment. Usage professionnel recommandé.

Résultats : cuir chevelu nettoyé en profondeur, libéré, sébum régulé ; chute réduite et meilleure absorption des soins ; nouveaux follicules stimulés, microbiome sain ; cheveux plus forts et plus lisses.

Contre-indications : contient des acides exfoliants (AHA/BHA) : usage professionnel recommandé, éviter cuir chevelu lésé ou irrité ; risque de photosensibilité, protéger du soleil ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

PEELINGS · CABINE & MAISON

Demela Molecular Peel

GEL-PEELING · 150 ML · AHA/BHA 18 % · PH 3,0 À 4,0



Gel-peeling moléculaire éclaircissant à la combinaison équilibrée d'acides de fruits, de peptides et d'extraits végétaux. Il lisse, densifie et favorise le renouvellement de l'épiderme en douceur, sans desquamation ni inconfort, tout en unifiant visiblement le teint.

— Ce qui rend ce produit unique

- Éclaircissement visible, sans agressivité ni desquamation
- Idéal en finition après un nettoyage de peau manuel ou aux ultrasons
- Améliore la densité et l'hydratation cutanée
- Application possible en zone périorbitaire (hors paupière mobile)

— Actifs clés et leur action

- **Acides AHA** (lactique, glycolique, citrique) — éliminent les cellules mortes et affinent le grain
- **BHA** (acide salicylique) — nettoie les pores et régule le sébum
- **Cuivre tripeptide-1** — favorise la régénération et la cicatrisation
- **Arbutine, niacinamide, réglisse** — éclaircissent et unifient le teint

— Pour quel type de peau / indications

- Peau fatiguée, pigmentée et stressée
- Post-acné et pores dilatés
- Teint terne, texture irrégulière
- Élasticité cutanée diminuée
- Peaux normales, mixtes et grasses

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une fine couche sur peau nettoyée, laisser poser 7 à 10 minutes, puis rincer abondamment à l'eau. En cure hebdomadaire. Peut être appliqué en zone périorbitaire en évitant la paupière mobile.

Résultats : peau éclaircie, lisse et lumineuse ; densité et élasticité accrues ; pores affinés et teint uniforme.

Contre-indications : acides exfoliants photosensibilisants : protection solaire stricte (SPF élevé) obligatoire pendant et après la cure ; usage externe uniquement ; éviter peau lésée ou irritée ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

PEELINGS · CABINE & MAISON

Nova Complex

SYSTÈME PEELING 3 ÉTAPES · AHA/BHA/PHA 35 % · PH 1,5 · PEPTIDES 350 PPM



Peeling intensif de nouvelle génération en trois phases coordonnées (AHA Primer, Nova Active, pH Reductant) pour un renouvellement cutané en profondeur. Un complexe de 9 acides à 35 % (pH 1,5) corrige les signes de l'âge et les irrégularités du teint, tout en restaurant le pH naturel et la barrière cutanée.

— Ce qui rend ce produit unique

- Système professionnel en 3 étapes maîtrisées
- Renouvellement multi-niveaux et hydratation intense
- Réservé aux peaux denses et tolérantes
- Sûr sous protection solaire, phase de réduction du pH intégrée

— Actifs clés et leur action

- **Complexe de 9 acides AHA/BHA/PHA** (35 %, pH 1,5) — renouvellement cutané en profondeur
- **Peptides** (350 ppm : acétylhexapeptide-8, cuivre tripeptide-1) — régénèrent et raffermissent
- **Enzymes végétales fermentées** (ferment de lactobacilles/soja) — soutiennent le renouvellement
- **Filtrat de mucus d'escargot, hyaluronate, aloe vera** — hydratent et apaisent

— Pour quel type de peau / indications

- Signes de l'âge et photovieillissement
- Hyperpigmentation superficielle et taches
- Teint irrégulier et texture épaissie
- Peaux denses et tolérantes
- Programmes de renouvellement cutané en cabine

— Mode d'emploi & résultats

Application : protocole en 3 étapes, 1 ml par étape sur visage et cou, hors contour des yeux. AHA Primer 5 à 10 min (ne pas rincer), Nova Active 5 à 10 min (rincer à l'eau froide), pH Reductant 5 à 10 min (ne pas rincer). Uniquement en cabine.

Résultats : teint uniforme et structure cutanée améliorée ; hydratation intense et équilibre du pH ; taches pigmentaires réduites, peau ferme et éclatante.

Contre-indications : acides à haute concentration photosensibilisants : protection solaire stricte (SPF élevé) obligatoire pendant et après la cure ; réservé aux peaux tolérantes et à l'usage professionnel ; éviter peau lésée, irritée ou sensible ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

PEELINGS · CABINE & MAISON

Matrix Peel

PEELING BIOMODULATEUR 3 PHASES · AHA/BHA/PHA · USAGE PRO · CERTIFIÉ CE



Peeling hybride breveté « 3 en 1 » : exfoliation chimique, protection antioxydante et revitalisation cellulaire profonde. Sa biomodulation atraumatique en trois phases (acides, puis antioxydants, puis vitamines et acides aminés) offre un effet lissant et lumineux « IDOL SKIN » dès la première séance, sans éviction sociale et utilisable toute l'année.

— Ce qui rend ce produit unique

- Action « 3 en 1 » : exfolie, protège et revitalise en une séance
- Biomodulation atraumatique, sans éviction sociale, toute l'année
- Effet lifting et éclat « IDOL SKIN » dès la première séance
- Sans risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire

— Actifs clés et leur action

- **Phase 1 — Acides alpha-hydroxylés (AHA)** : glycolique 15 %, mandélique 10 %, lactique 8 %, citrique 1 %
- **Phase 1 — Acides BHA et PHA** : salicylique 2 %, gluconique 3 %
- **Phase 2 — Antioxydants** : idébénone (Hydroxydecyl Ubiquinone), échinacée, huile de Bixa Orellana
- **Phase 3 — Vitamines et acides aminés** : vitamine B12, GABA, arginine, glycine, alanine, sérine

— Pour quel type de peau / indications

- Chrono et photovieillissement (visage, cou, décolleté, mains)
- Hyperpigmentation de diverses origines
- Pores dilatés, séborrhée, hyperkératose
- Peau grasse à tendance acnéique et post-acné
- Peau urbaine et peau de fumeur

— Mode d'emploi & résultats

Application : réservé aux professionnels formés, selon le protocole établi. Application en cabine des trois phases successives (acides, antioxydants, vitamines et acides aminés) sur peau préparée. Atraumatique, sans neutralisation agressive.

Résultats : peau lissée, lumineuse et unifiée « IDOL SKIN » dès la première séance ; grain de peau affiné et taches atténuées, sans éviction sociale.

Contre-indications : usage professionnel. Contre-indiqué sur peau lésée (plaies, coupures, brûlures), en cas d'inflammation, d'herpès actif ou d'infection cutanée, sur grains de beauté suspects, en cas de grossesse ou d'allaitement, sous rétinoïdes ou photosensibilisants, ou après un bronzage récent (2 semaines) ; protection solaire stricte après la séance.

PEELINGS · CABINE & MAISON

AcnoCell Multi Acid Pad

PADS PEELING · 50 PADS · MULTI-ACIDES · PH 3,5



Disques multi-acides pour un soin exfoliant à domicile, pensés pour les peaux grasses et à imperfections. Ils éliminent en douceur les cellules mortes et les impuretés, affinent le grain, réduisent le sébum et préparent la peau à mieux recevoir les soins anti-acné appliqués ensuite.

— Ce qui rend ce produit unique

- Format pads pré-imbibés, dosage prêt à l'emploi
- Technologie double face : lisse pour le quotidien, texturée pour l'exfoliation
- Renforcent l'efficacité de la routine anti-acné
- Complexe apaisant qui limite l'inconfort des acides

— Actifs clés et leur action

- **Acide tranexamique (3 %)** — éclaircissant, anti-inflammatoire, cible les taches post-acné
- **Acides mandélique, glycolique, citrique** — peeling doux et nettoyage des pores
- **Acide salicylique (0,2 %)** — régule le sébum et désobstrue les pores
- **Aloe vera, hamamélis, bêta-glucane** — apaisent et hydratent

— Pour quel type de peau / indications

- Peau grasse, mixte ou sujette à l'acné
- Imperfections, points noirs et pores dilatés
- Teint irrégulier ou terne
- Peau à tendance hyperkératosique
- Deuxième étape d'une routine anti-acné à domicile

— Mode d'emploi & résultats

Application : le soir, prélever un disque à l'aide de la pince fournie et passer le côté lisse sur le visage et le cou. Utiliser le côté texturé 1 à 2 fois par semaine pour une exfoliation plus intense. Ne pas rincer.

Résultats : peau plus lisse, plus nette et au teint affiné ; imperfections réduites et pores moins visibles ; meilleure absorption des soins suivants.

Contre-indications : acides exfoliants photosensibilisants ; protection solaire stricte (SPF élevé) recommandée pendant la cure ; usage externe uniquement ; éviter le contour des yeux et la peau lésée ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

PEELINGS · CABINE & MAISON

Zymo Complex

SYSTÈME PEELING 3 ÉTAPES · AHA/BHA 25 % + ENZYMES · PH 2,5 · PEPTIDES 350 PPM



Peeling enzymatique et probiotique en trois phases, formulé pour les peaux à sensibilité accrue. Sa solution d'AHA/BHA à 25 % (pH 2,5), enrichie en ferments, panthénol et extraits végétaux, stimule le renouvellement épidermique en douceur, sans inconfort, tout en restaurant le pH naturel de la peau.

— Ce qui rend ce produit unique

- Renouvellement cutané doux et multicouche, adapté aux peaux sensibles
- Association acides, enzymes et probiotiques
- Hydratation profonde et unification du teint
- Restaure le pH naturel de la peau en fin de protocole

— Actifs clés et leur action

- **Complexe AHA/BHA** (25 %, pH 2,5) — renouvellement épidermique en douceur
- **Enzymes et ferments végétaux** (riz, raisin, ginseng, armoise) — exfolient et régénèrent
- **Peptides** (350 ppm : acétylhexapeptide-8, cuivre tripeptide-1) — régénèrent et raffermissent
- **Panthénol, allantoiné, hyaluronate, aloe vera** — hydratent et apaisent

— Pour quel type de peau / indications

- Peaux sensibles recherchant un peeling doux
- Signes de l'âge et teint terne ou irrégulier
- Acné, séborrhée et hyperkératose
- Besoin de renouvellement cutané en douceur
- Tous types de peau, y compris sensible

— Mode d'emploi & résultats

Application : protocole en 3 étapes, 1 ml par étape sur visage et cou, hors contour des yeux. AHA Primer 5 à 10 min (ne pas rincer), Zymo Active 5 à 10 min (rincer à l'eau), pH Reductant 5 à 10 min (ne pas rincer). En cabine.

Résultats : teint uniforme et pores affinés ; peau plus ferme, fraîche et régénérée ; hydratation et confort préservés, sans desquamation.

Contre-indications : acides exfoliants photosensibilisants : protection solaire stricte (SPF élevé) obligatoire pendant et après la cure ; usage professionnel ; éviter peau lésée ou irritée et le contour des yeux ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

PEELINGS · CABINE & MAISON

LuxPeel Plus

PEELING CHIMIQUE MOYEN · TCA 22 % · CERTIFIÉ CE · USAGE PRO · PEPTIDES 350 PPM



Peeling chimique moyen à 22 % de TCA pour une stimulation dermique biphasique non invasive. Une combinaison d'acides de fruits et de complexes peptidiques agit contre le vieillissement chronologique et photo-induit : la première phase exfolie, la seconde stimule intensément la régénération et l'activité cellulaire. Réservé à l'usage professionnel, certifié CE.

— Ce qui rend ce produit unique

- Stimulation biphasique : exfoliation puis régénération intense
- Format 2 ampoules de 5 ml, dosage professionnel maîtrisé
- Cible hyperpigmentation, pores dilatés et peaux à imperfections
- Éclat immédiat et effet raffermissant

— Actifs clés et leur action

- **Acide trichloracétique (TCA) (22 %)** — régénération dermique en profondeur
- **Acide kojique + acide mandélique (11 %)** — éclaircissent et exfolient en douceur
- **Cuivre tripeptide-1 + palmitoyl pentapeptide-4** — cicatrisation et synthèse des protéines matricielles
- **Triple M Complex + peptides (350 ppm)** — anti-âge et densité cutanée

— Pour quel type de peau / indications

- Vieillesse chronologique et photo-induit
- Hyperpigmentation et taches
- Pores dilatés, peaux grasses ou à imperfections
- Changements post-inflammatoires (post-acné)
- Teint terne et irrégulier

— Mode d'emploi & résultats

Application : réservé aux esthéticiennes formées, selon le protocole établi. Application biphasique en cabine, sur peau préparée, avec neutralisation et soins post-peeling adaptés.

Résultats : texture cutanée affinée et pores visiblement resserrés ; taches pigmentaires réduites ; peau raffermissée, éclatante et lisse dès la première séance.

Contre-indications : usage strictement professionnel (peeling moyen TCA). Contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement, sur peau lésée, infectée ou en cas d'herpès actif. TCA fortement photosensibilisant : éviction solaire et protection solaire stricte (SPF élevé) impératives après la séance ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant.

PPS · POST-PROCÉDURE & PROTECTION

PPS Repair Gel

GEL STÉRILE · 30 ML · PEPTIDES 600 PPM · GDP-20 & COPPER TRIPEPTIDE-1



Gel stérile réparateur, léger et intensément régénérant, pour la peau après soins esthétiques et agressions extérieures. Il accélère la cicatrisation, raccourcit la phase de réhabilitation, réduit rougeurs et inflammations et soutient le renouvellement cutané.

— Ce qui rend ce produit unique

- Gel stérile, formule sûre pour une peau fragilisée après acte
- Accélère la cicatrisation et raccourcit la réhabilitation
- Apaise rougeurs et inflammations post-procédure
- Action antimicrobienne et régénérante

— Actifs clés et leur action

- **GDP-20** — peptide qui active la régénération cellulaire et renforce la barrière cutanée
- **Demelaxyl, Wrinkle Free J316** — réduisent inflammations et rides, stimulent le collagène
- **Copper Tripeptide-1** — soutient la cicatrisation et le soin anti-âge
- **Aloe vera, propolis, sulfate de zinc, panthénol, allantoiné** — apaisent, assainissent et hydratent

— Pour quel type de peau / indications

- Post-laser, post-plasma, post-injection
- Peau fragilisée après soins esthétiques appareillés
- Rougeurs et irritations post-acte
- Peaux sensibles
- Tous types de peau en phase de récupération

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer en fine couche sur peau nettoyée, selon le protocole de soin ; adapté aux suites de traitements appareillés ou injectables.

Résultats : peau apaisée et rapidement régénérée ; rougeurs et irritations réduites ; élasticité et aspect cutané améliorés.

Contre-indications : réservé à un usage post-procédure encadré par un professionnel ; produit stérile à usage externe ; éviter les plaies ouvertes non refermées ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant.

PPS · POST-PROCÉDURE & PROTECTION

PPS Repair Cream

CRÈME STÉRILE · 30 ML · PEPTIDES 600 PPM · PEPTIDES RÉPARATEURS & CÉRAMIDES



Crème stérile post-procédure en monodose, destinée à restaurer une peau abîmée après des interventions médicales et esthétiques agressives. Fortement anti-inflammatoire et régénérante, elle accélère l'épithélialisation et offre une protection maximale pendant la phase de réhabilitation.

— Ce qui rend ce produit unique

- Crème stérile en monodose, protection maximale pendant la réhabilitation
- Fortement anti-inflammatoire et régénérante
- Accélère l'épithélialisation et restaure la barrière cutanée
- Utilisable fraîche (réfrigérée) pour une action apaisante renforcée

— Actifs clés et leur action

- **Demelaxyl, Wrinkle Free J316, Sérilesine (acétylhexapeptide-10)** — activent régénération, collagène et migration cellulaire
- **Triple M Complex** (glycine, alanine, acide glutamique, sérine, arginine) — facteur d'hydratation naturel qui rééquilibre la peau
- **Copper Tripeptide-1, ferment de thé noir** — antioxydants et anti-inflammatoires
- **Centella Asiatica, céramides, beurre de karité, niacinamide** — cicatrisent et restaurent la barrière lipidique

— Pour quel type de peau / indications

- Post-laser, post-chirurgical, post-IPL
- Peau abîmée après interventions médicales ou esthétiques agressives
- Inflammations, rougeurs et irritations
- Barrière cutanée altérée
- Phase de réhabilitation cutanée

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer en fine couche sur peau nettoyée, sur les zones concernées, 1 à 3 fois par jour selon les recommandations du professionnel ; peut s'utiliser réfrigérée pour une action plus intense.

Résultats : cicatrisation rapide des zones abîmées ; inflammations et rougeurs réduites ; structure et élasticité améliorées ; fonction barrière restaurée.

Contre-indications : réservé à un usage post-procédure encadré par un professionnel ; produit stérile à usage externe ; éviter les plaies ouvertes non refermées ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant.

PPS · POST-PROCÉDURE & PROTECTION

BB Perfector SPF 40+

BB CRÈME · 50 ML · SPF 40+/PA+++ · PEPTIDES 300 PPM



BB crème perfectrice multifonctionnelle qui associe neutralisation du teint, soin cutané actif et haute protection solaire (SPF 40+, PA+++). Sa texture transparente et légère offre un fini naturel matifié tout en hydratant intensément, sans alourdir.

— Ce qui rend ce produit unique

- Couvrance à l'effet naturel, sans effet masque
- Protection UV fiable SPF 40+/PA+++
- Effet matifiant sans dessécher, fini frais immédiat
- Trois-en-un : soin, teint unifié et anti-âge doux

— Actifs clés et leur action

- **Complexe peptidique** (sh-oligopeptide-1/-2, sh-polypeptide-1/-22) — soutient renouvellement et régénération cutanés
- **Copper Tripeptide-1, acétylhexapeptide-10 (Sérilesine)** — raffermissent, effet anti-âge doux
- **Hyaluronate de sodium, allantéine, céramide NP** — hydratent, apaisent et renforcent la barrière
- **Extraits végétaux (thé vert, Centella, réglisse), niacinamide, vitamine E** — antioxydants et unifiants

— Pour quel type de peau / indications

- Finition post-procédure (camouflage à effet soin)
- Tous types de peau, y compris sensible et grasse
- Peau sèche, irritée ou à imperfections
- Recherche d'un teint unifié naturel
- SPF et anti-âge en un seul produit

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer une petite quantité sur le visage et répartir par légers tapotements ; s'utilise comme base de maquillage ou comme crème de jour à part entière.

Résultats : teint naturel, matifié et lissé ; protection UV confortable ; peau hydratée et apaisée ; structure cutanée optimisée en usage quotidien.

Contre-indications : ne remplace pas les mesures de prudence au soleil ; renouveler l'application en cas d'exposition prolongée ; usage externe uniquement ; suspendre en cas d'irritation active ou d'allergie connue à un composant.

PPS · POST-PROCÉDURE & PROTECTION

PPS Sun Protector SPF 50+

CRÈME SOLAIRE · 50 ML · SPF 50+/PA+++ · PEPTIDES 300 PPM



Crème solaire à très haut indice de protection, adaptée à tous types de peau. Elle offre une protection complète contre les agressions urbaines nocives (UV, radicaux libres, pollution) et aide à préserver un teint uniforme et lumineux. Texture légère, non grasse, à absorption rapide sans traces blanches.

— Ce qui rend ce produit unique

- Protection UVA/UVB très élevée, SPF 50+/PA+++
- Texture légère à absorption rapide, sans traces blanches
- Protège du vieillissement cutané photo-induit
- Défense anti-radicalaire et anti-pollution urbaine

— Actifs clés et leur action

- **Complexe de facteurs de croissance** (sh-oligopeptide-1/-2, sh-polypeptide-1/-22) — régénération et renouvellement cellulaire
- **Copper Tripeptide-1, Sérilesine (acétylhexapeptide-10)** — stimulent collagène et élastine, améliorent la fermeté
- **Cellules souches de raisin et de patate douce** — protection antioxydante et apaisement
- **Céramides, tréhalose, glycyrrhizate dipotassique, Centella Asiatica** — renforcent la barrière et apaisent

— Pour quel type de peau / indications

- Protection UV post-procédure
- Peaux photosensibles ou sujettes à l'hyperpigmentation
- Citadins à la peau stressée par la pollution
- Usage quotidien, toute l'année
- Tous types de peau, y compris sensible

— Mode d'emploi & résultats

Application : appliquer uniformément sur le visage, le cou et le décolleté 20 minutes avant l'exposition ; renouveler toutes les 2 à 3 heures en cas d'exposition prolongée ; en dernière étape de la routine ou comme base de maquillage.

Résultats : protection fiable contre les UV et le stress environnemental ; teint uniforme et frais, sans brillance ; peau hydratée, lisse et protégée ; prévention du vieillissement photo-induit.

Contre-indications : ne remplace pas les mesures de prudence au soleil (ombre, vêtements) ; renouveler régulièrement l'application ; usage externe uniquement ; suspendre en cas d'allergie connue à un composant.



JeuDerm

DISTRIBUTEUR OFFICIEL EXCLUSIF · ROYAUME DU MAROC

NOUS CONTACTER

TÉLÉPHONE · WHATSAPP

El Mahi Loubna
CEO

+212 662 709 514

El Mahi Amel
CO-CEO

+212 666 521 329

EMAIL

contact@jeuderm-maroc.com

SITE

jeuderm-maroc.com



SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR NOS PRODUITS

Skin by K SARL · Distribution exclusive JeuDerm au Maroc
Exclusivement réservé aux professionnels validés